

БАНДАЖНЫЕ КОЛЬЦА



E



РАЗРАБОТАНЫ ДЛЯ СООТВЕТСТВИЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИМ
ПОТРЕБНОСТЯМ ДЕТСКОЙ ОРТОДОНТИИ, ПОЗВОЛЯЯ РАННЕЕ ЛЕЧЕНИЕ
ПАЦИЕНТОВ СО СМЕШАННЫМИ ИЛИ ТОЛЬКО МОЛОЧНЫМИ ЗУБАМИ

ok ORTHODONTICS
FOR KIDS

ИЗГОТОВЛЕННЫ ИЗ БИОМЕДИЦИНСКОЙ СТАЛИ СРЕДНЕГО ЗАКАЗА



ФОРМА И ВЫСОТА

РАЗРАБОТАНЫ ПОД
АНАТОМИЮ
МОЛОЧНЫХ МОЛЯРОВ

ЛЕГКАЯ ПОСАДКА

К ПИРАМИДАЛЬНОЙ
ФОРМЕ МОЛОЧНЫХ
МОЛЯРОВ



ЛАЗЕРНАЯ МАРКИРОВКА РАЗМЕРОВ

ПОЗВОЛЯЕТ СТЕРИЛИЗОВАТЬ ПРИ ВЫСОКИХ
ТЕМПЕРАТУРАХ, НЕ ВЛИЯЯ НА КАЧЕСТВО
МАРКИРОВКИ.

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
НЕБНЫХ ЭКСПАНДЕРОВ И СОХРАНЕНИИ ПРОСТРАНСТВА



УСЛУГА БЕСПЛАТНОЙ СВАРКИ

УСЛУГА ПО ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ СВАРКЕ ЛЮБОЙ
ТРУБКИ, БРЕКЕТА ИЛИ АКСЕССУАРА ИЗ
РАЗДЕЛА G

ДЕТСКИЕ БАНДАЖНЫЕ КОЛЬЦА УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

КОЛЬЦА ДЛЯ МОЛОЧНЫХ МОЛЯРОВ ВЕРХНИЕ И НИЖНИЕ



Выпускается в 10 размерах, как для верхней, так и для нижней челюсти, с лазерной маркировкой размеров. Биомедицинская сталь среднего закала, используемая для изготовления колец, позволяет адаптировать их к пирамидальной форме молочных зубов, сводя к минимуму проблемы отклеивания. Кольца используются для изготовления небных экспандеров и сохранения пространства.



E6100-00 Верхние - PU
размеры 1 - 10

E6500-00 Нижние - PL
размеры 1 - 10

В упаковке 5 шт

При заказе необходимо указывать размер, например:
E6100-05



E6165-96

КОМПЛЕКТ КОЛЕЦ ДЛЯ МОЛОЧНЫХ ЗУБОВ

Комплект состоит 100 колец в ассортименте по 5 штук каждого размера PU и PL
Лоток не автоклавируется.

ИЗГОТОВЛЕННЫ ИЗ ТВЕРДОЙ ТЕРМО-ОБРАБОТАННОЙ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

ГРАДУИРОВАННАЯ ТОЛЩИНА
ПО РАЗМЕРУ ЗУБА



ЧЕРНОВАЯ ОБРАБОТКА
ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ

ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ
СТАБИЛЬНОСТИ И ПОВЫШЕННОЙ
УДЕРЖИВАЕМОСТИ

АНАТОМИЧЕСКАЯ ФОРМА
ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН РАЗМЕРОВ

ЛАЗЕРНАЯ МАРКИРОВКА РАЗМЕРОВ
ПОЗВОЛЯЕТ СТЕРИЛИЗОВАТЬ ПРИ ВЫСОКИХ
ТЕМПЕРАТУРАХ, НЕ ВЛИЯЯ НА КАЧЕСТВО
МАРКИРОВКИ.



УСЛУГА БЕСПЛАТНОЙ СВАРКИ

УСЛУГА ПО ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ СВАРКЕ ЛЮБОЙ
ТРУБКИ, БРЕКЕТА ИЛИ АКСЕССУАРА ИЗ РАЗДЕЛА G. ГОТОВАЯ ПОСТАВКА
СТАНДАРТНЫХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СВАРНЫХ КОЛЕЦ ДЛЯ НАИБОЛЕЕ
РАСПРОСТРАНЕННЫХ СИСТЕМ.



ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
В АВТОКЛАВИРУЕМЫХ КАССЕТАХ

БАНДАЖНЫЕ АНАТОМИЧЕСКИЕ КОЛЬЦА CALIBRA® ДЛЯ ПРЕМОЛЯРОВ

КОЛЬЦА ДЛЯ ПРЕМОЛЯРОВ ВЕРХНИЕ И НИЖНИЕ



- E5101-00** Верхние кольца с выступом - U
- E5501-00** Нижние кольца с выступом - L
- E5100-00** Верхние кольца без выступа - U
- E5500-00** Нижние кольца без выступа - L

В упаковке 10 шт

- E5151-00** Верхние кольца с выступом - U
- E5551-00** Нижние кольца с выступом - L
- E5105-00** Верхние кольца без выступа - U
- E5505-00** Нижние кольца без выступа - L


В упаковке 5 шт




Выпускается в 32 размерах для верхней или нижней челюсти, с лазерной маркировкой размеров. Их анатомическая форма с очерченными краями предназначена для использования как справа, так и слева. Толщина 0,15 мм и посадочный выступ. Твердая термически-обработанная нержавеющая сталь и шероховатая внутренняя поверхность значительно улучшают удержание цемента.

При заказе необходимо указывать размер, например: E5101-11

Состав набора из 92 колец на верхнюю челюсть



Состав набора из 92 колец на нижнюю челюсть



БАНДАЖНЫЕ АНАТОМИЧЕСКИЕ КОЛЬЦА CALIBRA® ДЛЯ МОЛЯРОВ



ВЕРХНИЕ И НИЖНИЕ КОЛЬЦА ДЛЯ 1-ГО МОЛЯРА

E1200-00	Верхние правые - UR
E1300-00	Верхние левые - UL
E1600-00	Нижние правые - LR
E1700-00	Нижние левые - LL

В упаковке 10 шт

E1205-00	Верхние правые - UR
E1305-00	Верхние левые - UL
E1605-00	Нижние правые - LR
E1705-00	Нижние левые - LL


В упаковке 5 шт

Выпускается в 36 правых и 36 левых размерах как для верхней челюсти, так и для нижней челюсти, с лазерной маркировкой размеров. Жесткая закалка, анатомическая конструкция, дифференциация толщины и грубая внутренняя поверхность облегчают точный выбор кольца и идеальную цементацию.

При заказе необходимо указывать размер, например: E1200-06


КОМПЛЕКТЫ КОЛЕЦ

Состав набора из 78 колец



6	UR	R	E1200-92
6	UL	L	E1300-92
6	LR	R	E1600-92
6	LL	L	E1700-92

Состав набора из 156 колец



6	UR	R	E1200-94
6	UL	L	E1300-94
6	LR	R	E1600-94
6	LL	L	E1700-94

БАНДАЖНЫЕ АНАТОМИЧЕСКИЕ КОЛЬЦА CALIBRA® ДЛЯ МОЛЯРОВ



ВЕРХНИЕ И НИЖНИЕ КОЛЬЦА ДЛЯ 2-ГО МОЛЯРА

E2200-00	Верхние правые- SUR
E2300-00	Верхние левые - SUL
E2600-00	Нижние правые - SLR
E2700-00	Нижние левые- SLL

В упаковке 10 шт

E2205-00	Верхние правые- SUR
E2305-00	Верхние левые - SUL
E2605-00	Нижние правые - SLR
E2705-00	Нижние левые- SLL

В упаковке 5 шт



Выпускается в 32 правых и 32 левых размерах как для верхней челюсти, так и для нижней челюсти, с лазерной маркировкой размеров. Жесткая закалка, анатомическая конструкция, дифференциация толщины и грубая внутренняя поверхность облегчают точный выбор кольца и идеальную цементацию.


При заказе необходимо указывать размер, например: E2300-08



Все лотки могут быть автоклавированы, чтобы избежать перекрестных инфекций.

КОМПЛЕКТЫ КОЛЕЦ

Состав набора из 78 колец



	SUR	R	E2200-92
	SUL	L	E2300-92
	SLR	R	E2600-92
	SLL	L	E2700-92

БАНДАЖНЫЕ АНАТОМИЧЕСКИЕ КОЛЬЦА CALIBRA® С ЩЕЧНЫМ ЗАМК-ОМ-ТРУБКОЙ MIM®



СИСТЕМЫ EDGEWISE ВЕРХНИЕ

Трубка .022"х.028". Круглая трубка.051".
(G8025-02 - G8025-03)

E1420-00 правые UR
E1430-00 левые UL

В упаковке 10 шт

E1425-00 правые UR
E1435-00 левые UL

В упаковке 5 шт



СИСТЕМЫ EDGEWISE НИЖНИЕ

Трубка .022"х.028". Круглая трубка.051".
(G8025-03 - G8025-02)

E1460-00 правые LR
E1470-00 левые LL

В упаковке 10 шт

E1465-00 правые LR
E1475-00 левые LL

В упаковке 5 шт

При заказе необходимо указывать размер, например: E1430-12



СИСТЕМЫ ANDREWS ROTH BOSTON ALEXANDER ВЕРХНИЕ

Трубка .022"х.028", Торк -10°, ротация +8°. Круглая трубка .051". (G8325-02 - G8325-03)

E1520-00 правые UR
E1530-00 левые UL

В упаковке 10 шт

E1525-00 правые UR
E1535-00 левые UL

В упаковке 5 шт



СИСТЕМЫ ANDREWS ROTH BOSTON ALEXANDER НИЖНИЕ

Трубка .022"х.028", Торк -25°, ротация +8°. Круглая трубка .051". (G8325-06 - G8325-07)

E1560-00 правые LR
E1570-00 левые LL

В упаковке 10 шт

E1565-00 правые LR
E1575-00 левые LL

В упаковке 5 шт

При заказе необходимо указывать размер, например: E1520-17

БАНДАЖНЫЕ АНАТОМИЧЕСКИЕ КОЛЬЦА CALIBRA® С ЩЕЧНЫМ ЗАМК-ОМ-ТРУБКОЙ MIM®



КОМПЛЕКТ БАНДАЖНЫХ КОЛЕЦ CALIBRA® С ЩЕЧНЫМ ЗАМК-ОМ-ТРУБКОЙ MIM®

Комплекты бандажных анатомических колец CALIBRA® с щечным замком-трубкой MIM® систем EDGEWISE, ANDREWS, ROTH. BOSTON, ALEXANDER доступны в ассортименте из 25 или 78 колец



Все лотки могут быть автоклавированы, чтобы избежать перекрестных инфекций.

Состав набора из 25 колец

				Edgewise	Andrews Roth Boston Alexander
	6	UR	R	E1420-90	E1520-90
	6	UL	L	E1430-90	E1530-90
	6	LR	R	E1460-90	E1560-90
	6	LL	L	E1470-90	E1570-90

Состав набора из 78 колец

				Edgewise	Andrews Roth Boston Alexander
	6	UR	R	E1420-92	E1520-92
	6	UL	L	E1430-92	E1530-92
	6	LR	R	E1460-92	E1560-92
	6	LL	L	E1470-92	E1570-92

ИЗГОТОВЛЕННЫ ИЗ БИМЕДИЦИНСКОЙ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

УЛУЧШЕННАЯ
АНАТОМИЧЕСКАЯ ФОРМА
В СООТВЕТСТВИИ С
ИССЛЕДОВАНИЕМ DR. WASHBON,
ШИРОКИЙ ВЫБОР РАЗМЕРОВ

ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ
«РАВНОМЕРНОГО СТРЕССА»

ОПТИМАЛЬНЫЕ ЭЛАСТИЧНЫЕ СВОЙСТВА
НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕХ ПОВЕРХНОСТИ
КОЛЬЦА



ГРАДУИРОВАННАЯ
ТОЛЩИНА
ПО РАЗМЕРУ ЗУБА



УСЛУГА БЕСПЛАТНОЙ СВАРКИ
УСЛУГА ПО ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ
СВАРКЕ ЛЮБОЙ ТРУБКИ, БРЕКЕТА ИЛИ АКСЕССУАРА
ИЗ РАЗДЕЛА G. ГОТОВАЯ ПОСТАВКА СТАНДАРТНЫХ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СВАРНЫХ КОЛЕЦ ДЛЯ НАИБОЛЕЕ
РАСПРОСТРАНЕННЫХ СИСТЕМ.



ЛАЗЕРНАЯ ПРОТРАВКА
УСИЛИВАЕТ СЦЕПЛЕНИЕ С
ЦЕМЕНТОМ, ИДЕАЛЬНО ДЛЯ
АППАРАТОВ HERBST,
FIRST CLASS, РАСКРЫТИЯ
НЕБНОГО ШВА

ЛАЗЕРНАЯ МАРКИРОВКА РАЗМЕРОВ
ПОЗВОЛЯЕТ СТЕРИЛИЗОВАТЬ ПРИ ВЫСОКИХ
ТЕМПЕРАТУРАХ, НЕ ВЛИЯЯ НА КАЧЕСТВО
МАРКИРОВКИ.



ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
В АВТОКЛАВИРУЕМЫХ КАССЕТАХ

БАНДАЖНЫЕ АНАТОМИЧЕСКИЕ КОЛЬЦА WEB - WASHBON ETCHED BAND



ВЕРХНИЕ И НИЖНИЕ КОЛЬЦА НА 1-й МОЛЯР

E8200-00	Верхнее правое- UR
E8300-00	Верхнее левое- UL
E8600-00	Нижнее правое - LR
E8700-00	Нижнее левое- LL

В упаковке 10 шт


E8205-00	Верхнее правое- UR
E8305-00	Верхнее левое- UL
E8605-00	Нижнее правое - LR
E8705-00	Нижнее левое- LL

В упаковке 5 шт



Изготовлен из биомедицинской нержавеющей стали с градуированной толщиной в зависимости от размера зуба и идентификационным номером, нанесенным лазером. Подходящая анатомия, уменьшенная высота и повышенная ретенция благодаря обработке «лазерным травлением» делают фиксацию идеальной.


Всегда указывайте размер при заказе, например: E8300-13



Все лотки могут быть автоклавируются, чтобы избежать перекрестных инфекций.

КОМПЛЕКТЫ КОЛЕЦ

Состав набора из 78 колец



6 UR R **E8200-92**

6 UL L **E8300-92**

6 LR R **E8600-92**

6 LL L **E8700-92**

БАНДАЖНЫЕ АНАТОМИЧЕСКИЕ КОЛЬЦА WEB С ЩЕЧНЫМ ЗАМКМ-ТРУБКОЙ MIM®



СИСТЕМЫ ANDREWS ROTH BOSTON ALEXANDER ВЕРХНИЕ

Трубка .022"х.028". Торк -10°, ротация +8°. Круглая трубка .051".
(G8325-02 G8325-03)

E8520-00	правые	UR	В упаковке 5 шт
E8530-00	левые	UL	



СИСТЕМЫ ANDREWS ROTH BOSTON ALEXANDER НИЖНИЕ

Трубка .022"х.028". Торк -10°, ротация +8°. Круглая трубка .051".
(G8325-02 G8325-03)

E8560-00	правые	LR	В упаковке 5 шт
E8570-00	левые	LL	

Всегда указывайте размер при заказе, например: E8560-18



СИСТЕМЫ RICKETTS ВЕРХНИЕ

Трубка .018"х.025". Круглая трубка .045".
(G8084-12 - G8084-13)

E8820-00	правые	UR	В упаковке 5 шт
E8830-00	левые	UL	



СИСТЕМЫ RICKETTS НИЖНИЕ

Трубка .018"х.025". (G8070-16 - G8070-17)

E8860-00	правые	LR	В упаковке 5 шт
E8870-00	левые	LL	

Всегда указывайте размер при заказе, например: E8860-25



СИСТЕМЫ STEP SYSTEM 2.0 ВЕРХНИЕ

Конвертируемая трубка .022"х.028". Торк -14°, ротация +10°. Круглая трубка .045". (G8424-32 - G8424-33)
Лингвальный крючок. (G2820-00)

E8920-00	правые	UR	В упаковке 5 шт
E8930-00	левые	UL	

БАНДАЖНЫЕ АНАТОМИЧЕСКИЕ КОЛЬЦА WEB С ЩЕЧНЫМ ЗАМКОМ-ТРУБКОЙ MIM®



СИСТЕМЫ STEP SYSTEM 2.0 НИЖНИЕ

Конвертируемая трубка .022"х.028".
Торк -20°, ротация +8°. Круглая трубка .045". (G8421-16 -
G8421-17) Лингвальный крючок.(G2820-00)

E8960-00 правые LR
E8970-00 левые LL | В упаковке 5 шт

Всегда указывайте размер при заказе, например: E8970-19



Конвертируемая трубка .022"х.028".
Торк -20°, ротация +8°. Круглая трубка .045". (G8424-16 -
G8424-17) Лингвальный крючок.(G2820-00)


E8961-00 правые LR
E8971-00 левые LL | В упаковке 5 шт

Всегда указывайте размер при заказе, например: E8971-18


КОМПЛЕКТЫ КОЛЕЦ

Предварительно сваренные кольца WEB для систем **Andrews, Roth, Boston, Alexander, Ricketts, STEP system 2.0 and Hybrid HSDC®** комплекты доступны в ассортименте из 25 или 78 колец. Все кассеты можно автоклавируют, чтобы избежать перекрестных инфекций.

Состав набора из 25 сваренных колец



Состав набора из 78 сваренных колец





E3164-00

СТЕКЛОИОНОМЕРНЫЙ ФТОРСОДЕРЖАЩИЙ ЦЕМЕНТ

Этот глиссиономерный цемент специально разработан для ортодонтического применения. Гладкая и текучая двухкомпонентная смесь обладает исключительной адгезией к зубной эмали и кольцам из нержавеющей стали.

Упаковка 25 г порошка, 15 мл жидкости



E3163-00

СВЕТООТВЕРЖДАЕМЫЙ ФТОРСОДЕРЖАЩИЙ ЦЕМЕНТ

Оптимальная консистенция для фиксации колец. Желтый цвет указывает на избыток материала до полимеризации и возможные остатки после снятия кольца.

Упаковка 3 шприца по 5 г.

ПУСТЫЕ КАССЕТЫ ДЛЯ КОЛЕЦ

Автоклавируемые

В упаковке 1 шт



- Z0110-22** CALIBRA® I molar upper right UR
- Z0110-23** CALIBRA® I molar upper left UL
- Z0110-24** CALIBRA® I molar lower right LR
- Z0110-25** CALIBRA® I molar lower left LL
- Z0110-26** CALIBRA® II molar upper right SUR
- Z0110-27** CALIBRA® II molar upper left SUL
- Z0110-28** CALIBRA® II molar lower right SLR
- Z0110-29** CALIBRA® II molar lower left SLL
- Z0110-30** CALIBRA® upper bicuspid U
- Z0110-31** CALIBRA® lower bicuspid L

- Z0110-32** WEB I molar upper right UR
- Z0110-33** WEB I molar upper left UL
- Z0110-34** WEB I molar lower right LR
- Z0110-35** WEB I molar lower left LL



Z0100-01

ПУСТОЙ КОРОБ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ БРЕКЕТОВ И БАНДАЖНЫХ КОЛЕЦ




Изготовлен из АБС-пластика. С прозрачной пластиковой крышкой. Штабелируемый.

В упаковке 1 шт.



БЕСПЛАТНАЯ СВАРОЧНАЯ УСЛУГА

Высококачественный сервис, выполняется промышленными установками точечной сварки. Ниже приведена иллюстрация стандартных услуг по предварительной сварке наших труб и брекетов. **Кольца Leone можно сваривать с любой трубкой, брекетом и аксессуаром представленным в разделе «G» нашего каталога.**

Стандартная вестибулярная сварка			Стандартная язычная сварка	
премоляры	брекет точно центрирован мезио-дистально и деснево-окклюзионо		центральная позиция слегка смещена окклюзионо	
моляры	прямоугольная трубка всегда точно по центру		центральная позиция	



Можно запрашивать различные варианты сварки. Чтобы выполнить каждое отдельное требование, мы предлагаем вам внимательно следить за требованиями при обозначении кольца, брекета или трубки.

ЛЯ ЗАКАЗА ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СВАРЕННЫХ КОЛЕЦ НЕОБХОДИМЫ СЛЕДУЮЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- тип КОЛЬЦА: детский, премолярный, 1-й или 2-й моляр, верхний, нижний, правый или левый
- размер группы
- тип брекета или трубки
- размер паза прямоугольной трубки или брекета
- торк ротация трубки или брекета
- диаметр круглой трубки
- положение сварки круглой трубки, отражающее прескрипцию выбранной трубки.

Готовые, предварительно сваренные кольца для наиболее распространенных техник доступны на складе для оперативной отгрузки (стр. 82, 83, 86, 87).



ПОСАДОЧНЫЙ ВЫСТУП

Помогает посадить кольцо. Выберите кольца для премоляров без посадочного выступа для сварки любого брекета или аксессуаров.

ВНИМАНИЕ: ВОЗВРАТ ИЗГОТОВЛЕННЫХ НА ЗАКАЗ МАТЕРИАЛОВ НЕ ПРИНИМАЕТСЯ НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА



CALIBRA® кольца на верхний премоляр											CALIBRA® кольца на нижний премоляр										
5 4 4 5											5 4 4 5										
LEONE Calibra - E5101/E5100-00	G.A.C. Dentsply Sirona Snap-Fit	AMERICAN ORTH. Mr. Bicuspid	ORMCO Bicuspid Bands	DENTAURUM Standard	UNITEK Contoured	UNITEK General purpose	UNITEK Proportioned	FORESTADENT	R.M.O. Truform	LANCER Universal	LEONE Calibra - E5501/E5500-00	G.A.C. Dentsply Sirona Snap-Fit	AMERICAN ORTH. Mr. Bicuspid	ORMCO Bicuspid Bands	DENTAURUM Standard	UNITEK Contoured	UNITEK General purpose	UNITEK Proportioned	FORESTADENT	R.M.O. Truform	LANCER Universal
1			1	1		00		1			1				1						
2		1											1		2				2		1
3		2		2				2	G	1	2			1	3		0	1	3		
4		3	2	3		0		3			3		2		4		1+	4	4	F	2
5		4	3	4		0+	1	4	G+	2	4			3	5	1	2	5	5		
6				5		1	2	5			5		5	4	6		2+	6	6	F+	3
7	1	5	4	6		1+		6	H	3	6		6	6	7		3+	8	7		4
8		7	6	7		2+	4	7	H+		7		8								
9	2	8		8	2		5	8		5	8										
10	3	9	7	9		3	6	9		6	9	1	9	7	8		5	10	8	G	6
11	4		9	10		4		10		7				8	9			11	9	G+	7
12		11	10	11		4+	8	11	I+			2	10	9	10	5	5+	12	10	H	
13	5	12	11	12	4		9	12		8	10	3	11	10	11		6+		11		8
14	6	14	12	13		5	10	13	J	9	11			11	12	7	7	14	12	H+	9
15	7	15	13	14		6	12	14	J+	10	12	4	13		13		8	16	13		10
16	8	17	14	15	6	6+		15		11	13		14	12	14	9	8+	17	14	I	11
17			16		7	13	16	K			14										
18	9	19	15	17	7		14	17		12	15	5	15		15		9+		15	I+	12
19	10	20	16	18	8	7+	15	18		13	16	6	16	14	16	11	10	19	16		13
20			17	19		8	16	19	K+	14	17			15	17	12	11	21	17	J	14
21		21									18	7	17	17	18		12		18		15
22		22									19	9	19		19	14	12+	23	19	K	16
23	12	24	19	20	10	9+		20	L	15	20										
24	13	25	20	21		10	19	21		16	21	10	20	19	20	15	13+	25	20		
25	14		21	22			20	22	L+	17	22	11	21		21		14+	27	21	K+	17
	15	27	22	23	11	10+	21	23	M		23	12	23	21	22	17	15		22		18
26		28	23	24		11	22	24		18	24		24		23	18	15+	28	23	L	19
27	16		24	25	12	11+	23	25		19	25	13		22	24		16	29	24	L+	20
28		29									26		26								
29		30	25	26		12+	24	26	M+	20	27		28		25		17	31	25	M	21
30	17		26	27	13	13	25	27		21	28	14	29	25	26		18	33	26		22
31		31			14						29										
32	18	32	28	28		13+	27	28	N	22	30		30	26	27		19	34	27	M+	23
			29	29		14	28	29	N+	23	31	16		27	28	22	19+	35	28		
	19		31	30		15	29	30		24	32	17	31	28	29		20	36	29		24
			32	31			30	31		25			32	29	30				30		25
	20			32				32						30	31			38	31		26
															32				32		27

CALIBRA® и WEB кольца на нижний 1й моляр														CALIBRA® и WEB кольца на нижний 1й моляр																
6	6																									6	6			
LEONE Calibra - E1200/E1300-00	LEONE Web - E8200/E8300-00	G.A.C. Dentsply Sirona Snap-Fit	AMERICAN ORTH. MRI Contoured	ORMCO Standard High-Retention	ORMCO Ultima	ORMCO Washbon	DENTAURUM Standard	DENTAURUM Dentaform	UNITEK Narrow Contoured	UNITEK General Purpose	FORESTADENT W Fit Form	HENRY SCHEIN Epic	R.M.O. Truform	LANCER Original	LEONE Calibra - E1600/E1700-00	LEONE Web - E8600/E8700-00	G.A.C. Dentsply Sirona Snap-Fit	AMERICAN ORTH. MRI Contoured	ORMCO Standard High-Retention	ORMCO Ultima	ORMCO Washbon	DENTAURUM Standard	DENTAURUM Dentaform	UNITEK Narrow Contoured	UNITEK General Purpose	FORESTADENT W Fit Form	HENRY SCHEIN Epic	R.M.O. Truform	LANCER Original	
		1					1	1					3										1		28,5			2		
		2					2	1									3						2					3		
1		3		1				3		29,5				1		2	1	4			1		4		29,5				4	
							3				1				3	2	5		1		2	1								
2		4		2			4	4				1	6	2	4	3	6				3	2	5		30			5	1	
3				3			5			30	2	2	7	3					2			3				1				
4	1	5			1	6	5			30,5		3			5	4	7			4	4	6					1		2	
		6																												
5	2	7		4		2		6			3			4	6	5	8		3		5		7		30,5	2		6		
				5	5		7					4		5							5						2		3	
6	3	8		6	6	3		7	31		4		8		7			1,5	4				8			3		7	4	
				7	7		8			31	5		9	6		6	9		5		6	6	9	31	31					
7	4	9		7	8	4		8	31,5	31,5				10	7	6			6	5		7	10			4	3	8	5	
			1,5	8			9	9	32	32	6	5		8																
8	5	10	2			5									8	7	10		7	7	7	8	11	31,5		5	4	9		
				9			10	10			7	6	11	9					8				12		32	6		10	7	
9	6	11	3	10	10	6		11	33		8				9	8	11	2		8	8	9		32		7			8	
10	7	12		11	11	7	11	12		33	9			10													5			
							12		33,5	33,5	10	7	12	11					9	9		10	13		32,5			11		
11	8	13		12	12	8	13	13	34	34		8															6			
12	9	14	4	13	13	9	14				11	9	13	12				3	10			11	14	32,5		8			9	
13	10	15		14	14	10		14	34,5	34,5	12		14	13	10	9	12		11	10	9	12		33		9	7	12	10	
				15			15	15			13		15							11			15		33					
			4,5										10																	
14	11	16			15	11	16	16	35	35	14		16	14	11	10	13		12	12	10	13		33,5		8	14	12		
15	12	17			12		17								12	11	14	3,5	14	13	11	14	17	34	34	11		15		
16	13	18	5		16	13	17	17	35,5	35,5	15	11	17	15													9			
				17	17		18				16	12	18	16	13	12	15			14	12	15	18	34,5	34,5	13		16	14	
							18	36	36		13			17	14	13	16	4	16	15	13	19	35	35		14	10	15		
17	14	19	6	18	18	14	19			36,5	17				15	14	17			17	16	15		20	35,5	35,5	15	18	16	
18	15	20		19	19	15	19					14	19	18					5		17	16	15			16	11			
19	16	21	6,5	20	20	16	20	20	36,5		18		20	19	17	16	18		18	18	16	18								
20	17	22	7		21	17		21	37	37		15	21		18	17												19	17	
		23																												
21	18	24		20	21	18	21				19		22	20				5,5						22	36	36	17	12	20	18
				22				22	37,5	37,5		16	23	21	18	17	19		19	19	17	19	23				21			
22	19	25		21	19	22					20		24		19	18	20				18									
			7,5									17			20	19	21	6			19	20		36,5	36,5	18	13	22	19	
23	20	26	8	22		20	23	23		38	21	18	25	22	21	20	22	6,5	20	20	20	21	24				14	23	20	
24	21	27		23	23	21	24	24	38		22	19	26	23	22	21	23	7	21	21	21	22	25	37	37	19		24		
								25			23	20	27		23	22	24	7,5	22	22	22	26					15		21	
25	22	28	8,5			22									24	23	25		22	23	23	23	27	37,5	37,5	20			22	
				24	24		25	26	38,5	39	24	21	28	24	25	24	26		23	23	23	28				21	16	25		
			9	25			26	27			25	22	29	25	24	23	25	8		24	23	23	29	38	38	22	17	27	24	
26	23	29				23									26	25	26		24	24	23	24	30				23	27	24	
					26			28	39,5		26	23	31	27				8,5	25	26		25			38,5	24	18	29	25	
27	24	30	10	27	27	24	27	29		39,5	27	24	32		25	24	26		26		24	26		39	39	25		30	26	
				28	28			30		40			33	28													19			
				29		28			40	40,5	28	25	34	29				9		27		27	31	39,5		26	20	31		
											26				26	25	27		27		25				39,5	27		32	27	
28	25	31	10,5	29		25	29	31	40,5		29	27	35		27	26	28	9,5	28	28	26	28		40			21	33	28	
			11									28															22			
29	26	32		30	31	26	30	32			30	29		31	28	27	29		29	30	27	29	32		40	28	23	34	29	
																		11						40,5	40,5	29	24		30	
30	27			31	32	27	31		41		31	31	36														25			
31	28					28									30	29	31		30		29	31				30	26	35		
32	29		12		29	32			41,5	32	32		32		31	30	32	11,5		33	30	32		41	41,5	31	27	36	31	
33	30					30									32	31		12			31					32	28			
34	31		13		31																									

CALIBRA® кольца
на верхний 2й моляр

CALIBRA® кольца
на нижний 2й моляр

7 7		7 7													
LEONE Calibra - E2200/E2300-00								LEONE Calibra - E2600/E2700-00							
G.A.C. Dentsply Sirona Snap-Fit	AMERICAN ORTH. MR1 Contoured	ORMCO Standard High-Retention	DENTAURUM Dentaform	UNITEK Narrow Contoured	R.M.O. Truform	LANCER Original	G.A.C. Dentsply Sirona Snap-Fit	AMERICAN ORTH. MR1 Contoured	ORMCO Standard High-Retention	DENTAURUM Dentaform	UNITEK Narrow Contoured	R.M.O. Truform	LANCER Original		
			1	28			1	1							
1	1		2	28,5			2				28				
2	2		3	29			3	2			28,5				
3			4				4	3			29		29,5		
4	3		4	29,5		1	5	4	1	1	29,5		30		
		1	5				6		2	2	30				
5			6	30		2			3	3	30,5		30,5		
6	4	2	7	30,5		3	7		4	4	31		31		
7	5	3	8	31		4	8	1,5	5	5	31,5		31,5		
8			9		5			2				7	32		
9	6	4	10	31,5			9	9	6	6	32				
10	7	5	11		6	7	10		7	7					
	1,5			32	7			2,5							
12	8	6	12				11								
	9	2		32,5		8	12	10		8	32,5		32,5		
13			13			9									
	10	2,5	8	33	8		11		8	9		8			
14	11	3	9	33,5	9	10	13		9	10	33				
15	12	3,5	10				14	3	10	10			33		
			11	34	10	12	15	12	3,5	11	33,5	9	33,5		
16	13	4	12	34,5		13	16			12	34	10			
	14		13				17	14	11	13	34,5		34,5		
17	15	4,5	14		11	14	18	15	4	12	35	11			
18	16	5	15	35	13		19	16	4,5	13	35,5	12			
19			16	36	14	16	20	17		14	36	13	35		
	17		17				21	18	5	15		14			
20	18		18	36,5	15	17	22		5,5	16	36,5	15	35,5		
21		5,5	19				23		6	17	37	16	36		
		6	20	37	16	18	24	19	6,5	18	38	17	36,5		
22	19		21		17	19	25	20		19	38,5	18	37		
23	20	6,5	22	37,5	18		26	21	7	20	39	19			
	21	7	23		19	20	27	22		21	39,5	20			
24			24	38	20	21	28	23		22	40	21	37,5		
			25				29	24	7,5	23	40,5	22			
25	22	7,5	26		21		30	25		24	41	23	38		
26			27	38,5	22	22	31	26	8	25	42	24	38,5		
27	23	8	28	39	23	23	32	27		26	43	25			
	24		29		24	24	33	28		27	44	26	39		
28	25	8,5	30	39,5	25	25	34	29	8,5	28	45	27	39,5		
29	26		31		26	26	35	30		29	46	28			
30		9	32	40	27	27	36	31	9	30	47	29			
31	27	9,5	33	41	28	28	37	32	9,5	31	48	30	40		
32	28		34		29	29	38	33	10	32	49	31			
	29	10	35		30	30	39	34		33	50	32			
	30		36	40,5	31	31	40	35	10,5	34	51				
		10,5	37		32	32	41	36		35	52				
		11	38			33	42	37	11	36	53				
		11,5	39			34	43	38		37	54				