


БРЕКЕТ-СИСТЕМЫ



F





	EDGEWISE	SUPER EDGEWISE	TWEED	ANDREWS	ROTH	STEP SYSTEM 2.0	BIDIMENSIONALI BOSTON	MBT*	ALEXANDER	RICKETTS	BURSTONE
	стр.	стр.	стр.	стр.	стр.	стр.	стр.	стр.	стр.	стр.	стр.
МЕДИЦИНСКАЯ СТАЛЬ											
InterActive SL					97			97			
Standard	99	99	101	101	102		103			102	103
MINI Edgewise	100										
MINI Diagonal				108	107			108		107	
MIDI Diagonal					109			110	111	111	
MIDI Diagonal with vertical slot					109		110				
Diagonal Round					113						
NO-Nickel EXTREMO	115				115						
Logic Line					117	119					
СОПОЛИМЕР											
Logic Line					126	124					
КЕРАМИКА											
AQUA					131					131	
AQUA SL					130			130			
Logic Line					128	125					
САПФИР											
Ghiaccio					128			128			
ВЕРХНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ											
	торк.анг.	торк.анг.	торк.анг.	торк.анг.	торк.анг.	торк.анг.	торк.анг.	торк.анг.	торк.анг.	торк.анг.	торк.анг.
<u>1 1</u> центральные резцы	0°	0°	0°	+7° +5°	+12° +5°	+17° +4°	+12° +5°	+17° +4°	+14° +5°	+22° 0°	+12° +5°
<u>2 2</u> боковые резцы	0°	0°	0°	+3° +9°	+8° +9°	+9° +8°	+8° +9°	+10° +8°	+7° +8°	+14° +8°	+8° +9°
<u>3 3</u> клыки	0°	0°	0°	-7° +11°	-2° +13°	-7° +13°	0° +7°	-7° +8°	-3° +10°	+7° +5°	-7° +5°
<u>4 4</u> 1й премоляр	0°	0°	0°	-7° 0°	-7° 0°	-7° +2°	0°	-7° 0°	-7° 0°	0°	-7° 0°
<u>5 5</u> 2й премоляр	0°	0°	0°	-7° 0°	-7° 0°	-7° +2°	0°	-7° 0°	-7° 0°	0°	-7° 0°
НИЖНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ											
<u>1 1</u> центральные резцы	0°	0°	0°	0°	0°	-6° 0°	0°	-6° 0°	-5° 0°	0°	0°
<u>2 2</u> боковые резцы	0°	0°	0°	0°	0°	-6° 0°	0°	-6° 0°	-5° 0°	0°	0°
<u>3 3</u> клыки	0°	0°	0°	-11° +5°	-11° +7°	-6° +5°	0° +6°	-6° +3°	-7° +6°	+7° +5°	-11° +6°
<u>4 4</u> 1й премоляр	0°	0°	0°	-17° 0°	-17° 0°	-12° +2°	0°	-12° +2°	-11° 0°	0°	-17° 0°
<u>5 5</u> 2й премоляр	0°	0°	0°	-22° 0°	-22° 0°	-17° +2°	0°	-17° +2°	-17° 0°	-15° 0°	-22° 0°

ТОРК

АНГУЛЯЦИЯ

(+) = язычный торк корня

(+) = дистальный угол корня

(-) = щечный торк корня

(-) = мезиальный угол корня

Ортодонтические брекететы, представленные в этом каталоге, не предназначены для дублирования какой-либо другой существующей системы. Leone SpA не подразумевает, что они одобрены вышеупомянутыми врачами или школами в любой форме.



По запросу все брекететы также доступны в больших упаковках по 100 штук, за исключением брекетов с пластиковым позиционером, брекетов из керамики, монокристаллического сапфира и самолигирующих.

*MBT является товарным знаком 3M Unitek

Inter.\ctiveSL




ШАРОВИДНЫЕ КРЮЧКИ
ПОЛНОСТЬЮ СФЕРИЧЕСКИЕ С
НИЗКИМ ПРОФИЛЕМ, ДЛЯ
МАКСИМАЛЬНОГО КОМФОРТА



MIM® ТЕХНОЛОГИЯ
ИДЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ДЛЯ
СЛОЖНОГО ДИЗАЙНА,
МАКСИМАЛЬНАЯ ТОЧНОСТЬ
ПАЗА И КРЫЛЬЕВ

ЛИГАТУРНЫЕ КРЫЛЬЯ
ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЮБОГО ВИДА
ЛИГАТУРЫ ПРИ ВОЗМОЖНОЙ
НЕОБХОДИМОСТИ ТОТАЛЬНОГО
БИОМЕХАНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ



СКОШЕННЫЙ ПАЗ НА
МЕЗИО-ДИСТАЛЬНЫХ
КРАЯХ

СПОСОБСТВУЕТ ЛУЧШЕМУ
СКОЛЬЖЕНИЮ ДУГИ ПРИ
ВЫРАЖЕННЫХ АНОМАЛИЯХ
ПОЛОЖЕНИЯ ЗУБА, ИСКЛЮЧАЕТ
НАДРЕЗЫ ЭЛАСТИКОВ И
ЛИШНЕЕ ПРИВЯЗЫВАНИЕ



ПРУЖИНЯЩАЯ КЛИПСА
ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ
ВЫСОКОЭЛАСТИЧНОГО СПЛАВА,
ГАРАНТИРУЕТ ЛЕГКОЕ И
БЕЗОПАСНОЕ ОТКРЫТИЕ/ЗАКРЫТИЕ.
СДВИЖНАЯ ЧАСТЬ ЗАЖИМА
УДЕРЖИВАЕТСЯ МЕЖДУ
ОСНОВАНИЕМ И КОРПУСОМ
БРЕКЕТА С ПОМОЩЬЮ ЛАЗЕРНОЙ
СВАРКИ, КОТОРАЯ ПРЕДОТВРАЩАЕТ
ВОЗМОЖНОСТЬ ОТСОЕДИНЕНИЯ

МАКСИМАЛЬНЫЙ КОМФОРТ И УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

InterActiv SL самолигирующие брекеты, благодаря своему дизайну и уменьшенным размерам гарантируют очень комфортное лечение для пациента без потери контроля. Интерактивная клипса обеспечивает эффективное клиническое ведение с прогрессирующим биомеханическим контролем, позволяющим использовать как преимущества низкого трения на ранних стадиях лечения, так и идеальное завершение с помощью финишных дуг.

МАТЕРИАЛ И ДИЗАЙН

Тело брекета изготовлено из биомедицинской стали и сварено на 80-ячеечной сетке с идентификацией по системе FDI. Дистально-гингивальные цветные точки обозначают квадрант каждого брекета, с той же цветовой кодировкой как и на всех брекетах Leone.

ИНТЕРАКТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ

Специальная форма клипсы и паза интерактивных брекетов позволяют клиницисту модулировать подходящий уровень силы трения между брекетом и дугой в зависимости от нужд на разных стадиях лечения.



ПАССИВНАЯ ФАЗА

На первой стадии, круглые дуги не контактируют с клипсой: низкое трение способствует процессу нивелирования и выравнивания.



ИНТЕРАКТИВНАЯ ФАЗА

прямоугольные дуги, используемые для закрытия промежутков, ротации и контроля торка, эластично деформируют металлическую клипсу с биомеханическим усилием, необходимым для данной стадии лечения.



АКТИВНАЯ ФАЗА

прямоугольные дуги, используемые для детализации и завершения полностью заполняют паз и вступают в активный контакт с клипсой, позволяя использовать всё преимущество суперэластичности металла, производя наименьшее движения для завершения лечения

ЛЕГКО ОТКРЫТЬ И ЗАКРЫТЬ

клипса имеет центральное отверстие и не требует специального инструмента для открытия и закрытия.



ОТКРЫТЬ

введите кончик зонда или остроконечный инструмент в отверстие клипсы, двигайте в направлении окклюзионной плоскости.



ЗАКРЫТЬ

двигайте клипсу легким давлением в сторону десны, используя кончик инструмента или даже свой палец.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ САМОЛИГИРУЮЩИЕ БРЕКЕТЫ



БРЕКЕТЫ INTERACTIVE SL

В упаковке 5 шт



INTERACTIVE SL СИСТЕМА ROTH

							
			торк	анг.	.022"x.030"		
		 2.8	+12°	+5°	<table><tr><td>1</td></tr><tr><td>1</td></tr></table> F1100-11 F1100-21	1	1
1							
1							
		 2.6	+8°	+9°	<table><tr><td>2</td></tr><tr><td>2</td></tr></table> F1100-12 F1100-22	2	2
2							
2							
		 2.8	-2°	+13°	<table><tr><td>3</td></tr><tr><td>3</td></tr></table> F1100-13 F1100-23	3	3
3							
3							
		 2.8	-7°	0°	<table><tr><td>4</td></tr><tr><td>4</td></tr></table> F1100-14 F1100-24	4	4
4							
4							
		 2.8	-7°	0°	<table><tr><td>5</td></tr><tr><td>5</td></tr></table> F1100-15 F1100-25	5	5
5							
5							
		 2.5	0°		<table><tr><td>1</td></tr><tr><td>1</td></tr></table> F1100-41 F1100-31	1	1
1							
1							
		 2.5	0°		<table><tr><td>2</td></tr><tr><td>2</td></tr></table> F1100-42 F1100-32	2	2
2							
2							
		 2.8	-11°	+7°	<table><tr><td>3</td></tr><tr><td>3</td></tr></table> F1100-43 F1100-33	3	3
3							
3							
		 2.8	-17°	0°	<table><tr><td>4</td></tr><tr><td>4</td></tr></table> F1100-44 F1100-34	4	4
4							
4							
		 2.8	-22°	0°	<table><tr><td>5</td></tr><tr><td>5</td></tr></table> F1100-45 F1100-35	5	5
5							
5							



INTERACTIVE SL СИСТЕМА ROTH

	20 брекетов 1 набор	200 брекетов 10 наборов
	.022"	F1100-91 F1101-91



INTERACTIVE SL СИСТЕМА MBT*

							
			торк	анг.	.022"x.030"		
		 2.8	+17°	+4°	<table><tr><td>1</td></tr><tr><td>1</td></tr></table> F1102-11 F1102-21	1	1
1							
1							
		 2.6	+10°	+8°	<table><tr><td>2</td></tr><tr><td>2</td></tr></table> F1102-12 F1102-22	2	2
2							
2							
		 2.8	-7°	+8°	<table><tr><td>3</td></tr><tr><td>3</td></tr></table> F1102-13 F1102-23	3	3
3							
3							
		 2.8	-7°	0°	<table><tr><td>4</td></tr><tr><td>4</td></tr></table> F1100-14 F1100-24	4	4
4							
4							
		 2.8	-7°	0°	<table><tr><td>5</td></tr><tr><td>5</td></tr></table> F1100-15 F1100-25	5	5
5							
5							
		 2.5	-6°	0°	<table><tr><td>1</td></tr><tr><td>1</td></tr></table> F1102-41 F1102-31	1	1
1							
1							
		 2.5	-6°	0°	<table><tr><td>2</td></tr><tr><td>2</td></tr></table> F1102-42 F1102-32	2	2
2							
2							
		 2.8	-6°	+3°	<table><tr><td>3</td></tr><tr><td>3</td></tr></table> F1102-43 F1102-33	3	3
3							
3							
		 2.8	-12°	+2°	<table><tr><td>4</td></tr><tr><td>4</td></tr></table> F1102-44 F1102-34	4	4
4							
4							
		 2.8	-17°	+2°	<table><tr><td>5</td></tr><tr><td>5</td></tr></table> F1102-45 F1102-35	5	5
5							
5							



INTERACTIVE SL СИСТЕМА MBT*

	20 брекетов 1 набор	200 брекетов 10 наборов
	.022"	F1100-92 F1101-92


*MBT является товарным знаком 3M Unitek
Ортодонтические брекеты, представленные в этом каталоге, не предназначены для дублирования какой-либо другой существующей системы, и Leone SpA не подразумевает, что они в какой-либо форме одобрены вышеупомянутыми врачами или школами.

Leone предлагает широкий выбор брекетов со всеми опциями для традиционных систем. Стандартные металлические брекеты припаяны специальным сплавом на основе палладия к основанию в виде сетки с 80-ячейками, что обеспечивает высокую прочность сцепления к зубу с любым адгезивом. Сетчатое основание имеет анатомическую форму для идеального прилегания к зубу. Брекеты с крючком производятся с использованием технологии MIM® (литье металла под давлением), лидером в которой является Leone. Все типы стандартных металлических брекетов изготавливаются из биомедицинской стали с помощью компьютеризованных машин. Гладкие и закругленные контуры гарантируют максимальный комфорт пациенту и облегчают удаление налета. Готовые брекеты имеют дисто-гингивальную идентификационную точку, для упрощения установки в полости рта. Все брекеты Leone поставляются в приятной и эргономичной упаковке.



**ДИСТО-ГИНГИВАЛЬНАЯ
ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ ТОЧКА**
ИМЕЕТСЯ НА ГОТОВЫХ БРЕКЕТАХ ДЛЯ
УПРОЩЕНИЯ УСТАНОВКИ В ПОЛОСТИ РТА

**ЗАКРУГЛЕННЫЕ
КРАЯ**
ГАРАНТИРУЮТ
ЛУЧШИЙ КОМФОРТ
ДЛЯ ПАЦИЕНТА



**БРЕКЕТЫ С
КРЮЧКОМ**
ИЗГОТОВЛЕНЫ ПО
ТЕХНОЛОГИИ MIM® (ЛИТЬЕ
МЕТАЛЛА ПОД ДАВЛЕНИЕМ)



**АНАТОМИЧЕСКОЕ
ОСНОВАНИЕ**
РАЗРАБОТАНО ЧТОБЫ
СООТВЕТСТВОВАТЬ АНАТОМИИ ЗУБА

Идентифицировать стандартные брекеты Leone просто:



Цветная точка обозначает дисто-гингивальный край готовых стандартных брекетов, со значениями торка и ангуляции. Внимание! Цветная точка всегда должна располагаться дисто-гингивально.



Высокие крылья на премолярах должны располагаться гингивально, чтобы облегчить лигирование и предотвращать ущемление десны.



Скошенные крылья нижних резцов, всегда должны быть позиционироваться к режущему краю, чтобы минимизировать окклюзионные препятствия.



Шаровидные крючки должны располагаться к десне.



Нет разницы в позиционировании брекетов, без заданного торка, ангуляции и цветовой кодировки.

СТАНДАРТНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ БРЕКЕТЫ



CNCTEMA EDGEWISE STANDARD

		торк		анг.		.018"х.030" .022"х.030"	
			0°	$\frac{1}{1}$	F2081-21	F2021-21	
			0°	$\frac{2}{2}$	F2082-31	F2022-31	
			0°	$\frac{3}{3}$	F2083-04	F2023-04	
			0°	$\frac{3}{3}$	F2073-02 F2073-03	F2013-02 F2013-03	
			0°	$\frac{4}{4}$	F2089-04	F2029-04	
			0°	$\frac{5}{5}$	F2089-04	F2029-04	
			0°	$\frac{5}{5}$	F2079-02 F2079-03	F2019-02 F2019-03	
			0°	$\frac{1}{1}$	F2080-05	F2020-25	
			0°	$\frac{2}{2}$	F2080-05	F2020-25	
			0°	$\frac{3}{3}$	F2083-04	F2023-04	
			0°	$\frac{3}{3}$	F2073-03 F2073-02	F2013-03 F2013-02	
			0°	$\frac{4}{4}$	F2089-04	F2029-04	
			0°	$\frac{5}{5}$	F2089-04	F2029-04	
			0°	$\frac{5}{5}$	F2079-03 F2079-02	F2019-03 F2019-02	

В упаковке 10 шт



ДАННАЯ СИСТЕМА ДОСТУПНА ТАКЖЕ С ПОЗИЦИОНЕРАМИ
(СМ.СТР 104)



СИСТЕМА SUPER EDGEWISE С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ПАЗОМ

торк		анг.		.018"x.030"	.022"x.030"
			0°		F2081-21 F2021-21
			0°		F2082-21 F2022-21
			0°		F2183-04 F2123-04
			0°		F2173-02 F2113-02 F2173-03 F2113-03
			0°		F2189-04 F2129-04
			0°		F2189-04 F2129-04
			0°		F2179-02 F2119-02 F2179-03 F2119-03
			0°		F2080-35 F2020-05
			0°		F2080-35 F2020-05
			0°		F2183-04 F2123-04
			0°		F2173-03 F2113-03 F2173-02 F2113-02
			0°		F2189-04 F2129-04
			0°		F2189-04 F2129-04
			0°		F2179-03 F2119-03 F2179-02 F2119-02

В упаковке 10 шт



ДАННАЯ СИСТЕМА ДОСТУПНА ТАКЖЕ С ПОЗИЦИОНЕРАМИ
(СМ.СТР 104)



CNCTEMA EDGEWISE STANDARD

	20 брекетов - 1 набор		200 брекетов - 10 наборов		500 брекетов - 25 наборов	1000 брекетов- 50 наборов
		с крючками		с крючками		
.018"	F2080-91	F2070-91	F2081-91	F2071-91	F2083-91	F2085-91
.022"	F2020-91	F2010-91	F2021-91	F2011-91	F2023-91	F2025-91

СИСТЕМА SUPER EDGEWISE С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ПАЗОМ

.018"	F2180-91	F2170-91	F2181-91	F2171-91	F2183-91	F2185-91
.022"	F2120-91	F2110-91	F2121-91	F2111-91	F2123-91	F2125-91



СИСТЕМА EDGEWISE MINI

		торк	анг.	.018"x.030"	.022"x.030"
			0°		F2281-01 F2221-01
			0°		F2282-01 F2222-01
			0°		F2283-04 F2223-04
			0°		F2289-04 F2229-04
			0°		F2289-04 F2229-04
			0°		F2280-05 F2220-05
			0°		F2280-05 F2220-05
			0°		F2283-04 F2223-04
			0°		F2289-04 F2229-04
			0°		F2289-04 F2229-04

В упаковке 10 шт

СИСТЕМА EDGEWISE MINI

	20 брекетов-1 набор	200 брекетов-10 наборов
.018"	F2280-91	F2281-91
.022"	F2220-91	F2221-91
	500 брекетов-25 наборов	1000 брекетов-50 наборов
.018"	F2283-91	F2285-91
.022"	F2223-91	F2225-91



УПАКОВКА

Все брекеты продаются исключительно в оригинальной упаковке Leone: наборы по 1, 10, 25, 50 и заправочные упаковки по 10 штук. Каждый одноразовый набор закрыт и запечатан, что дает гарантию гигиены и чистоты при открытии в присутствии пациента. На задней этикетке отображены код товара, описание, номер партии и символика продукта. Упаковка для комплекта из 10 наборов изготовлена из АБС-пластика. На крышке комплекта, большой этикеткой отображены код товара, описание и номер партии; та же информация также четко дублируется на передней стороне удобно-организованных выдвижных лотков комплекта Leone. Прозрачная пластиковая крышка лотков защищает брекеты, а также показывает их правильное расположение.



СТАНДАРТНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ БРЕКЕТЫ



СИСТЕМА TWEED

	торк	анг.	.018"x.030"	.022"x.030"
			0°	$\frac{1}{1}$ F2080-11 F2020-11
			0°	$\frac{2}{2}$ F2080-11 F2020-11
			0°	$\frac{3}{3}$ F2083-24 F2023-24
			0°	$\frac{4}{4}$ F2089-14 F2029-14
			0°	$\frac{5}{5}$ F2089-14 F2029-14
			0°	$\frac{1}{1}$ F2080-15 F2020-04
			0°	$\frac{2}{2}$ F2080-15 F2020-04
			0°	$\frac{3}{3}$ F2083-24 F2023-24
			0°	$\frac{4}{4}$ F2089-14 F2029-14
			0°	$\frac{5}{5}$ F2089-14 F2029-14

В упаковке 10 шт



ДАННАЯ СИСТЕМА ДОСТУПНА ТАКЖЕ С ПОЗИЦИОНЕРАМИ (СМ.СТР 104)



СИСТЕМА ANDREWS

	торк	анг.	.018"x.030"	.022"x.030"
			+7°	$\frac{1}{1}$ F2481-12 F2421-12 F2481-13 F2421-13
			+3°	$\frac{2}{2}$ F2482-32 F2422-12 F2482-33 F2422-13
			-7°	$\frac{3}{3}$ F2483-22 F2423-42 F2483-23 F2423-43
			-7°	$\frac{3}{3}$ F2473-12 F2413-12 F2473-13 F2413-13
			-7°	$\frac{4}{4}$ F2484-05 F2429-11
			-7°	$\frac{5}{5}$ F2484-05 F2429-11
			-7°	$\frac{5}{5}$ F2479-02 F2419-12 F2479-03 F2419-13
			0°	$\frac{1}{1}$ F2080-35 F2020-05
			0°	$\frac{2}{2}$ F2080-35 F2020-05
			-11°	$\frac{3}{3}$ F2483-26 F2423-36 F2483-27 F2423-37
			-11°	$\frac{3}{3}$ F2473-16 F2413-16 F2473-17 F2413-17
			-17°	$\frac{4}{4}$ F2489-25 F2429-05
			-22°	$\frac{5}{5}$ F2489-15 F2429-15
			-22°	$\frac{5}{5}$ F2479-06 F2419-16 F2479-07 F2419-17

В упаковке 10 шт



ДАННАЯ СИСТЕМА ДОСТУПНА ТАКЖЕ С ПОЗИЦИОНЕРАМИ (СМ.СТР 104)

СИСТЕМА TWEED

	20 брекетов-1 набор	200 брекетов- 10 наборов	500 брекетов- 25 наборов	1000 брекетов- 50 наборов
	с крючками	с крючками		
.018"	F2080-93	F2081-93	F2083-93	F2085-93
.022"	F2020-93	F2021-93	F2023-93	F2025-93

СИСТЕМА ANDREWS

.018"	F2480-92	F2470-93	F2481-92	F2471-93	F2483-92	F2485-92
.022"	F2420-93	F2410-93	F2421-93	F2411-93	F2423-93	F2425-93





СИСТЕМА ROTH

						
		торк	анг.		.018"х.030"	.022"х.030"
		 3.3	+12°	+5°	<u>1</u> 1	F2481-22 F2421-22 F2481-23 F2421-23
		 2.7	+8°	+9°	<u>2</u> 2	F2482-42 F2422-22 F2482-43 F2422-23
		 3.3	-2°	+13°	<u>3</u> 3	F2483-32 F2423-52 F2483-33 F2423-53
		 3.3	-2°	+13°	<u>3</u> 3	F2473-22 F2413-22 F2473-23 F2413-23
		 3.3	-7°	0°	<u>4</u> 4	F2484-05 F2429-11
		 3.3	-7°	0°	<u>5</u> 5	F2484-05 F2429-11
		 3.3	-7°	0°	<u>5</u> 5	F2479-02 F2419-12 F2479-03 F2419-13
		 2.1	0°		<u>1</u> 1	F2080-35 F2020-05
		 2.1	0°		<u>2</u> 2	F2080-35 F2020-05
		 3.3	-11°	+5°	<u>3</u> 3	F2483-26 F2423-36 F2483-27 F2423-37
		 3.3	-11°	+5°	<u>3</u> 3	F2473-16 F2413-16 F2473-17 F2413-17
		 3.3	-17°	0°	<u>4</u> 4	F2489-25 F2429-05
		 3.3	-22°	0°	<u>5</u> 5	F2489-15 F2429-15
		 3.3	-22°	0°	<u>5</u> 5	F2479-06 F2419-16 F2479-07 F2419-17

В упаковке 10 шт



ДАННАЯ СИСТЕМА ДОСТУПНА ТАКЖЕ С
ПОЗИЦИОНЕРАМИ (СМ.СТР 104)



СИСТЕМА RICKETTS

		торк		анг.		.018"х.030"	
			+22°	0°		$\frac{1}{1}$	F2481-32 F2481-33
			+14°	+8°		$\frac{2}{2}$	F2482-02 F2482-03
			+7°	+5°		$\frac{3}{3}$	F2483-02 F2483-03
			+7°	+5°		$\frac{3}{3}$	F2473-02 F2473-03
			0°			$\frac{4}{4}$	F2084-04
			0°			$\frac{5}{5}$	F2085-01
			0°			$\frac{5}{5}$	F2075-02 F2075-03
			0°			$\frac{1}{1}$	F2080-35
			0°			$\frac{2}{2}$	F2080-35
			+7°	+5°		$\frac{3}{3}$	F2483-06 F2483-07
			+7°	+5°		$\frac{3}{3}$	F2473-06 F2473-07
			0°			$\frac{4}{4}$	F2084-04
			-15°	0°		$\frac{5}{5}$	F2485-06 F2485-07
			-15°	0°		$\frac{5}{5}$	F2475-06 F2475-07

В упаковке 10 шт



ДАННАЯ СИСТЕМА ДОСТУПНА ТАКЖЕ С
ПОЗИЦИОНЕРАМИ (СМ.СТР 104)



СИСТЕМА ROTH

	20 брекетов-1 набор		200 брекетов- 10 наборов		500 брекетов- 25 наборов		1000 брекетов- 50 наборов	
		с крючками		с крючками				
.018"	F2480-95	F2470-95	F2481-95	F2471-95	F2483-95			F2485-95
.022"	F2420-94	F2410-94	F2421-94	F2411-94	F2423-94			F2425-94

СИСТЕМА RICKETTS

.018"	F2480-94	F2470-94	F2481-94	F2471-94	F2483-94	F2485-94
-------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

СТАНДАРТНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ БРЕКЕТЫ



СИСТЕМА BOSTON

		торк		анг.		.018"x.030"		.022"x.030"	
			+12°	+5°	$\frac{1}{1}$	F2481-22 F2481-23			
			+8°	+9°	$\frac{2}{2}$	F2482-42 F2482-43			
			0°	+7°	$\frac{3}{3}$		F2123-02 F2123-03		
			0°	+7°	$\frac{3}{3}$		F2113-12 F2113-13		
			0°		$\frac{4}{4}$		F2129-04		
			0°		$\frac{5}{5}$		F2129-04		
			0°		$\frac{1}{1}$	F2180-05			
			0°		$\frac{2}{2}$	F2180-05			
			0°	+6°	$\frac{3}{3}$		F2123-06 F2123-07		
			0°	+6°	$\frac{3}{3}$		F2113-06 F2113-07		
			0°		$\frac{4}{4}$		F2129-04		
			0°		$\frac{5}{5}$		F2129-04		

В упаковке 10 шт



ДАННАЯ СИСТЕМА ДОСТУПНА ТАКЖЕ С ПОЗИЦИОНЕРАМИ
(СМ.СТР 104)



CISTEMA BURSTONE

		торк		анг..		.022"x.030"	
			+12°	+5°	$\frac{1}{1}$	F2421-22 F2421-23	
			+8°	+9°	$\frac{2}{2}$	F2422-22 F2422-23	
			-7°	+5°	$\frac{3}{3}$	F2623-02 F2623-03	
			-7°	0°	$\frac{4}{4}$	F2429-11	
			-7°	0°	$\frac{5}{5}$	F2429-11	
			-7°	0°	$\frac{5}{5}$	F2419-12 F2419-13	
			0°		$\frac{1}{1}$	F2020-05	
			0°		$\frac{2}{2}$	F2020-05	
			-11°	+6°	$\frac{3}{3}$	F2623-06 F2623-07	
			-17°	0°	$\frac{4}{4}$	F2429-05	
			-22°	0°	$\frac{5}{5}$	F2429-15	
			-22°	0°	$\frac{5}{5}$	F2419-16 F2419-17	

В упаковке 10 шт



СИСТЕМА BOSTON

	20 брекетов- 1 набор		200 брекетов- 10 наборов		500 брекетов- 25 наборов		1000 брекетов- 50 наборов	
	с крючками		с крючками		с крючками		с крючками	
	F2120-95	F2110-95	F2121-95	F2111-95	F2123-95	F2113-95	F2125-95	F2115-95

CNCTEMA BURSTONE


.022"	F2620-91	F2610-91	F2621-91	F2611-91	F2623-91	F2625-91
-------	----------	----------	----------	----------	----------	----------



БРЕКЕТЫ С ПЛАСТИКОВЫМ ПОЗИЦИОНЕРОМ

Доступны для металлических брекетов в системах Edgewise, Super Edgewise, Tweed, Ricketts, Andrews, Boston, Roth. Вертикальная форма пластикового позиционера облегчает позиционирование брекета по продольной оси зуба, где режущий край дает точное окклюзионно-десневое позиционирование.

В упаковке 5 шт



СИСТЕМА ИДЕНТИФИКАЦИИ КАЖДОГО ОТДЕЛЬНОГО ЗУБА


Каждый квадрант зубной формулы, как для брекетов, так же для позиционеров обозначен отдельным цветом. Каждый пластиковый позиционер маркирован идентификационным номером соответствующего зуба.

Цвет позиционера			
UR	черный	зеленый	LR
UL	красный	белый	LL



КАК ЗАКАЗАТЬ БРЕКЕТЫ С ПЛАСТИКОВЫМ ПОЗИЦИОНЕРОМ

Артикулы брекетов с позиционером такие же, как у соответствующих металлических брекетов. Вместо дефиса была вставлена буква, обозначающая номер зуба. Артикулы комплектов брекетов с пластиковым позиционером такие же, как у эквивалентных наборов брекетов, но вместо дефиса вставлена буква «J».



черный Верхний правый					зеленый Верхний левый				
кодовая буква									
I	G	E	C	A	B	D	F	H	K
5	4	3	2	1	1	2	3	4	5
зуб									
5	4	3	2	1	1	2	3	4	5
W	T	R	P	N	O	Q	S	U	X
красный Нижний правый					белый Нижний левый				

пример:


$\frac{2}{2}$ **F2022C31** = **F2022-31** = **F2022D31**
 Edgewise .022 черный позиционер 2 зеленый позиционер 2

СИСТЕМА НЕПРЯМОГО НАКЛЕИВАНИЯ С ЦИФРОВОЙ ПОДДЕРЖКОЙ




СИСТЕМА НЕПРЯМОГО НАКЛЕИВАНИЯ С ЦИФРОВОЙ ПОДДЕРЖКОЙ

Это инновационная система непрямої фиксации брекетов, разработанная с помощью специального программного обеспечения для правильного цифрового отображения брекетов, соединенных с планом назначения ортодонта и используемым методом. Начиная с положения брекетов, программа планирует прикус, сделанный с помощью высокоточного сканера 3D-печати, чтобы получить точное клиническое воспроизведение того, что запланировано в цифровом виде. Для получения информации и обновлений: www.3dleone.it



Подключаемый модуль Leone для программного обеспечения Maestro 3D (www.age-solutions.com) предназначен для цифрового позиционирования брекетов LEONE. Библиотека программного обеспечения содержит самые популярные брекеты LEONE, которые устанавливаются на зубы автоматически, исходя из типичных настроек рецепта, а при необходимости, даже в полностью индивидуальном режиме.



Как только все брекеты будут установлены идеально, программное обеспечение автоматически отобразит конкретные высотомеры и нарисует переносной прикус с прямоугольными посадочными местами для установки окклюзионной части позиционера.




Как только переносной прикус будет готов, брекеты необходимо физически присоединить к каждому соответствующему позиционеру: благодаря специальной конструкции соединительной части крыла между брекетами соединение с брекетом является стабильным и в то же время съемным для следующего клинического этапа.



Прямоугольная окклюзионная часть помещается в соответствующее место на переносном прикусе: таким образом, брекеты с предварительно нанесенным клеем на основание будут установлены на предварительно обработанный зуб в точном положении, запланированном цифровым способом.



Использование высотомеров сводит к минимуму толщину адгезива под брекетом и позволяет легко удалять излишки клея перед отверждением.



Снятие высотмера, благодаря его специальной конструкции, происходит легко и не приводит к отсоединению брекета, что, возможно, может произойти при использовании лотков для переноса с термостамповкой.

ПОЗИЦИОНЕРЫ ДЛЯ СИСТЕМЫ С ЦИФРОВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

F6100-04 Содержимое упаковки: 4 комплекта, по 20 позиционеров в каждом, для техники Logic STEP 2.0 и дополнительные 16 позиционеров для трубок F8321M12/13/16/17

F6200-04 Содержимое упаковки: 4 комплекта, по 20 позиционеров в каждом, для техники Logic Roth и дополнительные 16 позиционеров для трубок F8321-02/03/06/07.

Позиционеры для брекетов индивидуальны для каждого зуба и маркированы по системе FDI. Их можно отделить от держателя с помощью скальпеля. Позиционеры для трубок также индивидуальны, маркированные по системе FDI и предназначенные исключительно для использования с указанными выше трубками.



*PATENTED

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ БРЕКЕТЫ С МАРКИРОВКОЙ ПО СИСТЕМЕ FDI



АНАТОМИЧЕСКАЯ СЕТКА ИЗ 80 ЯЧЕЕК
ДЛЯ ПРЕВОСХОДНОЙ ПРОЧНОСТИ СОЕДИНЕНИЯ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛЮБОГО АДГЕЗИВА, БРЕКЕТЫ
ИМЕЮТ СОЕДИНИТЕЛЬНУЮ ПЛАСТИНУ,
РАСШИРЕННУЮ ДО ОККЛЮЗИОННОЙ
ПОВЕРХНОСТИ, ЧТОБЫ СВЕСТИ К МИНИМУМУ
ИНТЕРФЕРЕНЦИЮ


ШАРОВИДНЫЙ
КРЮЧОК
ИЗГОТОВЛЕН ПО
ТЕХНОЛОГИИ МІМ®
НА КЛЫКАХ И
ПРЕМОЛЯРАХ



ЦЕНТРАЛЬНАЯ
РАЗМЕТОЧНАЯ ЛИНИЯ
ЛАЗЕРНАЯ МАРКИРОВКА МЕЖДУ
ЛИГАТУРНЫМИ КРЫЛЬЯМИ И
ИДЕНТИФИКАЦИОННОЙ ДИСТО-
ДЕСНЕВОЙ ТОЧКОЙ ДЛЯ
ПРОСТОТЫ УСТАНОВКИ



МАРКИРОВКА
ПО СИСТЕМЕ FDI
НА СЕТКЕ БРЕКЕТА



На сетку основания каждого брекета нанесен лазером идентификационный номер по идентификационной системе FDI (всемирная федерация стоматологов), что четко указывает зуб, к которому будет клеиться определенный брекеты. Этот метод идентифицирует каждый зуб двузначным арабским числом: первая цифра указывает на квадрант, вторая идентифицирует зуб в соответствии с обозначениями Палмера. Например: брекеты для верхнего правого центрального резца маркирован числом 11. Номер выгравированный, не содержит токсичных веществ, легко читаем без помощи увеличительных линз. Лазерная маркировка по системе FDI также повышает прочность сцепления с эмалью.



Two views of a LEGO Technic pin connector. The left view shows the side profile of the connector, which has a central pin and two side flanges. The right view shows the top-down perspective, highlighting the internal structure and the central pin.

MINI DIAGONALI®
СИСТЕМЫ MBT*

							
		торк	анг.			.018"x.030"	.022"x.030"
		 3.3	+17°	+4°	 1	F7380-11	F7320-11
					 1	F7380-21	F7320-21
		 2.7	+10°	+8°	 2	F7380-12	F7320-12
					 2	F7380-22	F7320-22
		 2.7	-7°	+8°	 3	F7380-13	F7320-13
					 3	F7380-23	F7320-23
		 2.7	-7°	+8°	 3	F7370-13	F7310-13
					 3	F7370-23	F7310-23
		 2.7	-7°	0°	 4	F7380-14	F7320-14
					 4	F7380-24	F7320-24
		 2.7	-7°	0°	 4	F7370-14	F7310-14
					 4	F7370-24	F7310-24
		 2.7	-7°	0°	 5	F7380-15	F7320-15
					 5	F7380-25	F7320-25
		 2.7	-7°	0°	 5	F7370-15	F7310-15
					 5	F7370-25	F7310-25
		 2.1	-6°	0°	 1	F7380-41	F7320-41
					 1	F7380-31	F7320-31
		 2.1	-6°	0°	 2	F7380-42	F7320-42
					 2	F7380-32	F7320-32
		 2.7	-6°	+3°	 3	F7380-43	F7320-43
					 3	F7380-33	F7320-33
		 2.7	-6°	+3°	 3	F7370-43	F7310-43
					 3	F7370-33	F7310-33
		 2.7	-12°	+2°	 4	F7380-44	F7320-44
					 4	F7380-34	F7320-34
		 2.7	-12°	+2°	 4	F7370-44	F7310-44
					 4	F7370-34	F7310-34
		 2.7	-17°	+2°	 5	F7380-45	F7320-45
					 5	F7380-35	F7320-35
		 2.7	-17°	+2°	 5	F7370-45	F7310-45
					 5	F7370-35	F7310-35

Брекетты не входят в набор

В упаковке 10 шт



MINI DIAGONALI® СИСТЕМЫ ANDREWS

	20 брекетов - 1 набор	200 брекетов - 10 наборов	500 брекетов- 25 наборов	1000 брекетов- 50 наборов
.018"	F7170-91	F7171-91		
.022"	F7110-91	F7111-91		F7115-91

MINI DIAGONALI® СИСТЕМЫ MBT*

.018"	F7370-91	F7371-91	F7373-91	F7375-91
.022"	F7310-91	F7311-91	F7313-91	F7315-91

МВТ является товарным знаком ЗМ Unitek. Ортодонтические брекеты, представленные в этом каталоге, не предназначены для дублирования какой-либо другой существующей системы, и Leone SpA не подразумевает, что они в какой-либо форме одобренны высшими учебными учреждениями или школами.



**MIDI DIAGONALI®
СИСТЕМЫ ROTH С
ВЕРТИКАЛЬНЫМ ПАЗОМ**

		торк	анг.			.018"x.030"	.022"x.030"
			+12°	+5°	$\frac{1}{1}$	F4280-11 F4280-21	F4220-11 F4220-21
			+8°	+9°	$\frac{2}{2}$	F4280-12 F4280-22	F4220-12 F4220-22
			-2°	+13°	$\frac{3}{3}$	F4270-13 F4270-23	F4210-13 F4210-23
			-7°	0°	$\frac{4}{4}$	F4270-14 F4270-24	F4210-14 F4210-24
			-7°	0°	$\frac{5}{5}$	F4270-15 F4270-25	F4210-15 F4210-25
			0°		$\frac{1}{1}$	F4280-41 F4280-31	F4220-41 F4220-31
			0°		$\frac{2}{2}$	F4280-42 F4280-32	F4220-42 F4220-32
			-11°	+7°	$\frac{3}{3}$	F4270-43 F4270-33	F4210-43 F4210-33
			-17°	0°	$\frac{4}{4}$	F4270-44 F4270-34	F4210-44 F4210-34
			-22°	0°	$\frac{5}{5}$	F4270-45 F4270-35	F4210-45 F4210-35

Брекетты не входят в набор

В упаковке 10 шт




MIDI DIAGONALI® СИСТЕМЫ ROTH

	20 brackets - 1 case	200 brackets - 10 cases	500 brackets - 25 cases	1000 brackets - 50 cases
.018"	F4270-91	F4271-91	F4273-91	F4275-91
.022"	F4210-91	F4211-91	F4213-91	F4215-91

MIDI DIAGONALI® СИСТЕМЫ ROTH С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ПАЗОМ

.018"	F4270-92	F4271-92	F4273-92
.022"	F4210-92	F4211-92	F4213-92



MIDI DIAGONALI СИСТЕМЫ BIDIMENSIONAL C ВЕРТИКАЛЬНЫМ ПАЗОМ

DELTA-TRIDENT-TRIM-00					
					
		торк	анг	.018"x.030" .022"x.030"	
		 3.6	+12°	+5°	1 1 F4280-11 F4280-21
		 3	+8°	+9°	2 2 F4280-12 F4280-22
		 3.3	0°	+7°	3 3 F4211-13 F4211-23
		 3.3	0°		4 4 F4211-14 F4211-24
		 3.3	0°		5 5 F4211-15 F4211-25
		 2.1	0°		1 1 F4280-41 F4280-31
		 2.1	0°		2 2 F4280-42 F4280-32
		 3.3	0°	+6°	3 3 F4211-43 F4211-33
		 3.3	0°		4 4 F4211-44 F4211-34
		 3.3	0°		5 5 F4211-45 F4211-35

Брекетты не входят в набор

*МВТ является товарным знаком 3М Unitek. Ортодонтические брекеты, представленные в этом каталоге, не предназначены для дублирования какой-либо другой существующей системы, и Leone SpA не подразумевает, что они в какой-либо форме одобрены вышеупомянутыми врачами или школами.

В упаковке 10 шт



MIDI DIAGONALI СИСТЕМЫ МВТ*

	20 брекетов - 1 набор	200 брекетов- 10 наборов	500 брекетов- 25 наборов	1000 брекетов- 50 наборов
.018"	F4470-91	F4471-91	F4473-91	F4475-91
.022"	F4410-91	F4411-91	F4413-91	F4415-91
	F4410-92			


MIDI DIAGONALI СИСТЕМЫ BIDIMENSIONAL С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ПАЗОМ

F4210-93	F4211-93	F4213-93
----------	----------	----------



БРЕКЕТЫ DIAGONAL ROUND С FDI ИДЕНТИФИКАЦИЕЙ

leone

ДИАГОНАЛЬНО-
КРУГЛЫЙ ДИЗАЙН
ДЛЯ УДОБНОГО
РАСПОЛОЖЕНИЯ БРЕКЕТА



МАКСИМАЛЬНЫЙ КОМФОРТ
БЛАГОДАРЯ УМЕНЬШЕННЫМ
РАЗМЕРАМ И ЗАКРУГЛЕННЫМ КРАЯМ



АНАТОМИЧЕСКАЯ
СЕТКА ИЗ 80 ЯЧЕЕК
ДЛЯ ПРЕВОСХОДНОЙ
ПРОЧНОСТИ СОЕДИНЕНИЯ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛЮБОГО
АДГЕЗИВА.

ШАРОВИДНЫЙ КРЮЧОК
MIM® INTEGRAL
НА ПРЕМОЛЯХ И МОЛЯХ





БРЕКЕТЫ DIAGONAL ROUND

Изготовлены по технологии MIM®, из нержавеющей стали, приварены к 80-ячеечной сетке для обеспечения надежной прочности сцепления с зубом. Диагонально-круглый дизайн, торк в основании и калиброванный размер оптимизируют биомеханику, тем самым сокращая сроки лечения.

В упаковке 10 шт

DIAGONAL ROUND СИСТЕМЫ ROTH

			торк	анг.		.018" x .030"	.022" x .030"
			+12°	+5°		F6380-11 F6380-21	F6320-11 F6320-21
			+8°	+9°		F6380-12 F6380-22	F6320-12 F6320-22
			-2°	+13°		F6374-13 F6374-23	F6314-13 F6314-23
			-7°	0°		F6379-14 F6379-24	F6319-14 F6319-24
			-7°	0°		F6379-15 F6379-25	F6319-15 F6319-25
			0°			F6380-41 F6380-31	F6320-41 F6320-31
			0°			F6380-42 F6380-32	F6320-42 F6320-32
			-11°	+7°		F6374-43 F6374-33	F6314-43 F6314-33
			-17°	0°		F6379-44 F6379-34	F6319-44 F6319-34
			-22°	0°		F6379-45 F6379-35	F6319-45 F6319-35

DIAGONAL ROUND СИСТЕМЫ ROTH



	20 брекетов 1 набор	200 брекетов 10 наборов
.018"	F6380-91	F6381-91
.022"	F6320-91	F6321-91

EXTREMO

МОНОЛИТНЫЕ БРЕКЕТЫ ПО
ТЕХНОЛОГИИ MIM®



- ТОЧНОСТЬ
- ПОСТОЯНСТВО КАЧЕСТВА
- НЕТ ТОЧЕК ПАЙКИ
- КОМПЬЮТЕРНЫЙ ДИЗАЙН
АНАТОМИЧЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ
- ОТЛИЧНОЕ ПРИКЛЕИВАНИЕ
- БИОСОВМЕСТИМОСТЬ
- КОМФОРТ ДЛЯ ПАЦИЕНТА



МАРКИРОВКА ПО
СИСТЕМЕ FDI
НА СЕТЧАТОМ ОСНОВАНИИ
(ДЛЯ ПРОПИСИ ROTH)



ТЕХНОЛОГИЯ MIM®
ИДЕАЛЬНО ЗАКРУГЛЕННЫЕ
КРАЯ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОГО
КОМФОРТА



ОТЛИЧНАЯ РЕТЕНЦИЯ
С МИКРОПОЛОСТЯМИ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМИ
ПРОЧНУЮ ФИКСАЦИЮ НА ЗУБЕ

Безникелевые* брекет Extremo полностью биосовместимы. Они разработаны с помощью САПР (система автоматизированного проектирования) для получения анатомических посадок и MIM®, отлитых в виде единой детали, без какой-либо точки пайки. Анатомическая основа имеет микрополости с высокой ретенционной способностью для идеальной прочности сцепления и закругленные края для обеспечения комфорта пациента. На основание брекетов EXTREMO прописи Roth нанесена лазерная маркировка номером FDI для немедленной идентификации.

*Содержание никеля $\leq 0,1\%$ обусловлено процессом производства



EXTREMO СИСТЕМЫ
EDGEWISE STANDARD

	торк	анг.			.018"x.030"	.022"x.030"	
			0°		F9081-11	F9021-11	
			0°		F9081-12	F9021-12	
			0°		F9088-14	F9028-14	
			0°		F9088-14	F9028-14	
			0°		F9088-14	F9028-14	
			0°		F9080-15	F9020-15	
			0°		F9080-15	F9020-15	
			0°		F9088-14	F9028-14	
			0°		F9088-14	F9028-14	
			0°		F9088-14	F9028-14	

В упаковке 10 шт



EXTREMO
СИСТЕМЫ ROTH
С FDI ИДЕНТИФИКАЦИЕЙ

	торк	анг.			.018"x.030"	.022"x.030"	
			+12°	+5°		F9280-11	F9220-11
			+8°	+9°		F9280-12	F9220-12
			-2°	+13°		F9270-13	F9210-13
			-7°	0°		F9270-14	F9210-14
			-7°	0°		F9270-15	F9210-15
			0°			F9280-41	F9220-41
			0°			F9280-42	F9220-42
			-11°	+7°		F9270-43	F9210-43
			-17°	0°		F9270-44	F9210-44
			-22°	0°		F9270-45	F9210-45

В упаковке 10 шт

EXTREMO СИСТЕМЫ EDGEWISE STANDARD

	20 брекетов-1 набор	200 брекетов- 10 наборов	500 брекетов- 25 наборов	1000 брекетов- 50 наборов
.018"	F9080-92	F9081-92	F9083-92	F9085-92
.022"	F9020-92	F9021-92	F9023-92	F9025-92

EXTREMO СИСТЕМЫ ROTH С FDI ИДЕНТИФИКАЦИЕЙ


.018"	F9270-91	F9271-91	F9273-91	F9275-91
.022"	F9210-91	F9211-91	F9213-91	F9215-91



Брекеты линии **Logic line** включают в себя наиболее современные научные исследования в области биомеханики слабого трения в сочетании с использованием надежных, легких в использовании и проверенных временем твин-брекетов. Возможность использования лигатуры слабого трения **Slide** наряду с применением обычной лигатуры, существенно расширяют выбор метода лечения. Брекеты линии **Logic line** выпускаются в металлическом и эстетическом исполнении, в прописи Roth и Step(MBT). Информацию о системе непрямого наклеивания с цифровым управлением см. на стр. 105

Logic Line

ОПТИМИЗИРОВАННЫЙ
ДИЗАЙН
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЛИГАТУРЫ СЛАБОГО
ТРЕНИЯ **SLIDE**



ЛОЖЕ В КРЫЛЕ
ДЛЯ УДОБНОГО
РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИГАТУРЫ
SLIDE И ЕЕ ИНТЕГРАЦИИ
С ПРОФИЛЕМ БРЕКЕТА



ТЕХНОЛОГИЯ **MIM®**
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
БИОМЕДИЦИНСКОЙ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



СЕТКА ИЗ 80 ЯЧЕЕК
ДЛЯ ПРЕВОСХОДНОЙ ПРОЧНОСТИ
СОЕДИНЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ЛЮБОГО АДГЕЗИВА, С FDI
ИДЕНТИФИКАЦИЕЙ



Лигатура **Slide** при использовании с брекетами **Logic line** надежно фиксируется и интегрируется в профиль брекета, благодаря ложе в крыле брекета с вестибулярной поверхности. Лигатура **Slide** легко устанавливается на брекеты линии **Logic line** с помощью простой двухэтапной процедуры




1
Наложите лигатуру **SLIDE** в
открытом положении
брекета, при этом дуга
должна быть внутри паза



2
Натяните лигатуру вниз и зафиксируйте на нижние
крылья брекетов. Установка лигатуры не требует
специального инструмента



Благодаря стандартному размеру и твин дизайну брекеты **Logic line** могут использоваться с обычной лигатурой для максимального биомеханического контроля на соответствующих этапах лечения. Таким образом, предоставляются новые возможности ищущему оптимальную биомеханику и контроль опоры. Теперь можно применять слабое и сильное трение одновременно и независимо, в разных пределах одной зубной дуги или на зубных дугах.



*PATENTED



LOGIC LINE СИСТЕМЫ ROTH

			торк	анг.	.022" x .030"	
			+12°	+5°	$\frac{1}{1}$	F6221-11 F6221-21
			+8°	+9°	$\frac{2}{2}$	F6221-12 F6221-22
			-2°	+13°	$\frac{3}{3}$	F6212-13 F6212-23
			-7°	0°	$\frac{4}{4}$	F6212-14 F6212-24
			-7°	0°	$\frac{5}{5}$	F6212-15 F6212-25
			0°		$\frac{1}{1}$	F6221-41 F6221-31
			0°		$\frac{2}{2}$	F6221-42 F6221-32
			-11°	+7°	$\frac{3}{3}$	F6212-43 F6212-33
			-17°	0°	$\frac{4}{4}$	F6212-44 F6212-34
			-22°	0°	$\frac{5}{5}$	F6212-45 F6212-35

В упаковке 10 шт

LOGIC LINE ROTH SYSTEM

	20 брекетов 1 набор	200 брекетов 10 наборов
.022"	F6220-91	F6221-91
	500 брекетов 25 наборов	1000 брекетов 50 наборов
.022"	F6223-91	F6225-91

Z0110-17

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ХРАНЕНИЯ БРЕКЕТОВ

Вмещает от 2 до 50 наборов и более.

С прозрачной пластиковой крышкой для защиты брекетов.

Места для расположения брекетов четко указаны.

В упаковке 1 шт



Z0100-01

ЛОТОК ДЛЯ ХРАНЕНИЯ БРЕКЕТОВ И КОЛЕЦ

Изготовлен из АБС-пластика. Для хранения контейнеров брекетов и колец Leone. С прозрачной пластиковой крышкой. Штабелируемая.

В упаковке 1 шт




См. стр. 157-158, чтобы выбрать лигатуру слабого трения **SLIDE**.

STEP system 2.0

Система STEP 2.0 представляет собой оптимизацию известной процедуры STEP техники прямой дуги, которая используется уже более 10 лет. Благодаря клиническому опыту доктора Arturo Fortini и его партнеров система STEP 2.0 стала еще более эффективной и универсальной, что делает ортодонтическое лечение проще, чем когда-либо. Логическое управление трением всегда возможно с использованием лигатур слабого трения SLIDE и/или с помощью обычных лигатур только в одной группе зубов с преимуществом возможности использования


биомеханических свойств, более подходящих для терапевтического этапа и типа дуги, которую вы используете. Инновационные Bi-dimensional* дуги и эластики Tie Back обеспечивают контролируемое увеличение силы тяги с идеальным контролем торка на передних зубах, таким образом способствуют выдвиганию задней части. Брекеты с вертикальным пазом на клыках и премолярах, с одинаковыми значениями позволяют использовать пружины и другие вспомогательные приспособления для лучшего биомеханического контроля фиксации.

STEP 2.0 дополняется обновленной и оптимизированной последовательностью дуг для каждого терапевтического этапа



Библиографические ссылки постоянно обновляются на сайте www.leone.it.

*Патент №. US 6,811,397 B2




ВЫРАВНИВАНИЕ И НИВЕЛИРОВАНИЕ

Никель-титановые сверхэластичные дуги **MEMORIA**® обеспечивают постоянную и легкую силу. Рекомендуется использовать с лигатурами **SLIDE**.



ПОЛНОЕ ВЫРАЖЕНИЕ АНГУЛЯЦИИ

Австралийская дуга - идеальна для поддержания достигнутого на этапе выравнивания и нивелирования, одновременно полностью отражает значение ангуляции, заложенное в пазе брекета. Может быть использована как с лигатурой **SLIDE**, так и с обычной лигатурой.



ЗАКРЫТИЕ ПРОСТРАНСТВА

Инновационная **Bi-dimensional*** дуга имеет переднюю часть из сплава Beta **MEMORIA**®, доступную в размерах 0,019 x 0,025 дюйма или 0,021 x 0,27 дюйма для контроля торка, и заднюю часть из нержавеющей стали размером .016"x.016" для облегчения скольжения дуги в прорезь. Обычные лигатуры используются в передней части, а лигатуры Slide - в задней части.



КОНТРОЛЬ ТОРКА

Дуга полной толщины **MEMORIA**® производит движения третьего порядка, стимулируя корни легкими и постоянными силами. Для использования с обычными лигатурами.



ЗАВЕРШЕНИЕ

Особенности контролируемой эластичности сплава дуг Beta **MEMORIA**® и максимальные размеры способствуют полному выражению значений торка, наклона и внутреннего диаметра брекетов **STEP 2.0**.



STEP СИСТЕМА 2.0 СТАНДАРТ

							
		торк		анг.		.022"x.030"	
		 3.6	+17°	+4°	 1 1	F6122-11	F6122-21
		 3.1	+9°	+8°	 2 2	F6122-12	F6122-22
		 3.3	-7°	+13°	 3 3	F6112-13	F6112-23
		 3.1	+7°	+13°	 3 3	F6114-13	F6114-23
		 3.3	-7°	+13°	 3 3	F6122-13	F6122-23
		 3.1	-7°	+2°	 4 4	F6112-14	F6112-24
		 3.1	-7°	+2°	 4 4	F6122-14	F6122-24
		 3.1	-7°	+2°	 5 5	F6112-15	F6112-25
		 3.1	-7°	+2°	 5 5	F6122-15	F6122-25
		 3	-6°	0°	 1 1	F6122-41	F6122-31
		 3	-6°	0°	 2 2	F6122-42	F6122-32
		 3.3	-6°	+5°	 3 3	F6112-43	F6112-33
		 3.1	+7°	+5°	 3 3	F6114-43	F6114-33
		 3.3	-6°	+5°	 3 3	F6122-43	F6122-33
		 3.1	-12°	+2°	 4 4	F6112-44	F6112-34
		 3.1	-12°	+2°	 4 4	F6122-44	F6122-34
		 3.1	-17°	+2°	 5 5	F6112-45	F6112-35
		 3.1	-17°	+2°	 5 5	F6122-45	F6122-35

В упаковке 10 шт



СТЕР СИСТЕМА 2.0 С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ПАЗОМ

		торк		анг.		.022" x .030"	
			+17°	+4°		F6122-11	F6122-21
			+9°	+8°		F6122-12	F6122-22
			-7°	+13°		F6113-13	F6113-23
			-7°	+2°		F6113-14	F6113-24
			-7°	+2°		F6113-15	F6113-25
			-6°	0°		F6122-41	F6122-31
			-6°	0°		F6122-42	F6122-32
			-6°	+5°		F6113-43	F6113-33
			-12°	+2°		F6113-44	F6113-34
			-17°	+2°		F6113-45	F6113-35

В упаковке 10 шт



Брекетты не входят в набор

STEP СИСТЕМА 2.0 СТАНДАРТ

	20 брекетов- 1 набор	200 брекетов- 10 наборов
.022"	F6120-91	F6121-91
	500брекетов- 25 наборов	1000 брекетов - 50 наборов
.022"	F6123-91	F6125-91

СТЕР СИСТЕМА 2.0 С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ПАЗОМ

	20 брекето́в - 1 набор	200 брекето́в - 10 наборов
.022"	F6120-92	F6121-92

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДУГ

ВЫРАВНИВАНИЕ И НИВЕЛИРОВАНИЕ

		Ø				
		дюйм	верз	низ	упак.	
	MEMORIA® нитиноловые средние	.012	C5910-12	C5950-12	10	
	MEMORIA® нитиноловые средние	.014	C5910-14	C5950-14		
	MEMORIA® нитиноловые средние	.016	C5910-16	C5950-16		

ПОЛНОЕ ВЫРАЖЕНИЕ ТОРКА

		Ø				
		дюйм	верх	низ	упак.	
	Австралийская дуга	.016	C2010-16	C2050-16	10	
	Австралийская дуга	.020	C2010-20	C2050-20		

КОНТРОЛЬ ТОРКА

		Ø				
		дюйм	верх	низг	упак.	
	MEMORIA® нитиноловые средние	.021x.025	C5915-21	C5955-21	10	


ЗАКРЫТИЕ ПРОСТРАНСТВА

		inch	* верх	* низ	упак.	
			мм	мм		
	Bi-dimensional дуга с крючком Beta MEMORIA® / нержавеющей стали	.019x.025 / .016x.016	34 C7110-34 36 C7110-36	24 C7150-24 26 C7150-26	2	
	Bi-dimensional дуга с крючком Beta MEMORIA® / нержавеющей стали	.021x.027 / .016x.016	34 C7111-34 36 C7111-36	24 C7151-24 26 C7151-26		


*Расстояние между крючками дуги

ЗАВЕРШЕНИЕ

		Ø				
		дюйм	верх	низ	упак.	
	Beta MEMORIA®	.021x.027	C7112-21	C7115-21	10	



Courtesy of Dr. A. Fortini



K6461-01 TIE-BACK

Для применения эластичных тракций при лечении методом STEP. Легкая установка на молярную трубку. Четыре отверстия в передней части обеспечивают оптимальное распределение усилия дуги. Цвет: синий.
В упаковке 10 шт

MIM® ТРУБКИ

конвертируемые		торк	ротац.	диаметр круглой трубки	паз трубки	трубки непрямого наклеивания	кольца WEB с трубкой
	6 6	-14°	+10°	.045" оккл.	.022"	R G8424-32	E8920-00
						L G8424-33	E8930-00
	6 6	-20°	+8°		.022"	R G8421-16	E8960-00
						L G8421-17	E8970-00
	6 6	-20°	+8°	.045" гинг.	.022"	R G8424-16	E8961-00
						L G8424-17	E8971-00

		торк	ротац.	паз трубки	трубки непрямого наклеивания	трубки на площадке МАКСИ
	76 67	-14°	+8°	.022"	R G8321-12	F8321M12
					L G8321-13	F8321M13
	76 67	-20°	+8°	.022"	R G8321-16	F8321M16
					L G8321-17	F8321M17

Кольца с трубками в упаковке 5 шт.
Трубки в упаковке 10 шт.



F6120-82

СТАРТОВЫЙ НАБОР БРЕКЕТОВ ДЛЯ ТЕХНИКИ STEP 2.0

Эффективность системы STEP 2.0 можно проверить на первом этапе выравнивания и нивелирования с помощью этого комплекта, включающего:

- Металлические брекеты STEP 2.0 standard системы 0,22"
- 4 трубки MIM® приваренные на площадке MAXI
- 1 нитиновая круглая дуга MEMORIA® Ø .014" верх
- 1 нитиновая круглая дуга MEMORIA® Ø .014" низ
- 4 SLIDE лигатуры medium серебро (24 шт.)
- 2 SLIDE лигатуры small серебро (12 шт.)

КОМПЛЕКТ ТЕХНИКИ STEP SYSTEM 2.0 ДЛЯ ОДНОГО ПАЦИЕНТА



F6100-02

КОМПЛЕКТ ТЕХНИКИ STEP SYSTEM 2.0 ДЛЯ ОДНОГО ПАЦИЕНТА

Содержит все материалы, необходимые для установки одному пациенту брекетов системы STEP 2.0. Упаковка снабжена карманом, который позволяет хранить рентгенограммы и документы, связанные с пациентом. Комплектация:

- 1 набор (20 шт) металлических брекетов системы STEP 2.0
- 4 трубки MIM®
- 4 tie back
- 1 комплект (13 шт.) дуг для системы STEP 2.0
- 60 шт. лигатур SLIDE medium серебро
- 60 шт. лигатур SLIDE small серебро
- 100 шт. лигатур на мини-модули medium серебро

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ БРЕКЕТЫ СИСТЕМЫ STEP 2.0

F6120-91

1 набор 20 брекетов

TIE-BACK

K6461-01

В упаковке 10 шт



D.B. MIM® ТРУБКИ

В упаковке: 10 шт

UR **F8321M12**

UL **F8321M13**

LR **F8321M16**

LL **F8321M17**

приваренные на площадке MAXI

ЛИГАТУРА SLIDE СРЕДНЯЯ

K6262-10

В упаковке 10 модулей по 6 лигатур.

ЛИГАТУРА SLIDE МАЛАЯ

K6261-10

В упаковке 10 модулей по 6 лигатур.

ЛИГАТУРА НА MINI МОДУЛЕ СРЕДНЯЯ

K7362-13

В упаковке 20 модулей по 10 лигатур.

КОМПЛЕКТ ДУГ ДЛЯ ТЕХНИКИ STEP SYSTEM 2.0

C6100-13

В упаковке 13 шт. (стр.68)

Заказ одиночных дуг. В упаковке 10 шт

1 SUP	MEMORIA® .014"	C5910-14	4 SUP	Australian Special Plus .020"	C2010-20
1 INF	MEMORIA® .014"	C5950-14	4 INF	Australian Special Plus .020"	C2050-20
2 SUP	MEMORIA® .016"	C5910-16	5 SUP	Bidimensional w/hook Beta MEMORIA® s/steel .021"x.027"/.016"x.016"	C7111-34
2 INF	MEMORIA® .016"	C5950-16	5 SUP	Bidimensional w/hook Beta MEMORIA® s/steel .021"x.027"/.016"x.016"	C7111-36
3 SUP	Australian Special Plus .016"	C2010-16	5 INF	MEMORIA® .021"x.025"	C5955-21
3 INF	Australian Special Plus .016"	C2050-16	6 SUP	Beta MEMORIA® .021"x.027"	C7112-21
			6 INF	Beta MEMORIA® .021"x.027"	C7115-21

Скорость лечения, эстетический результат и комфорт – идеальные условия для косметической ортодонтии. Особенности эстетических брекетов **Logic Line** в сочетании с лигатурой слабого трения **Slide** полностью соответствуют этим требованиям. Эстетические брекеты **Logic Line** могут быть изготовлены из микронаполненного сополимера: прозрачный цвет, обеспечивает полный эстетический вид на зубах любого оттенка, с высокими механическими свойствами и биосовместимостью, они не подвержены окрашиванию ротовыми жидкостями. Другая серия брекетов из керамики: они изготовлены с использованием специального процесса спекания для достижения максимальной чистоты оксида алюминия и поликристаллической структуры со средним значением однородности зерна. В результате получается полупрозрачный брекет с превосходной механической устойчивостью, что обеспечивает естественный эстетический вид, соответствующий любому оттенку зуба.

Доступны прописи **Step 2.0** и **Roth**.

Logic
Line

PURE AESTHETICS AND
LOGIC MANAGEMENT
OF FRICTION

- МИКРОНАПОЛНЕННЫЙ СОПОЛИМЕР
ДЕЛАЕТ БРЕКЕТ
СОЧЕТАЕМЫМ С ЛЮБЫМ
ОТТЕНКОМ ЗУБА



- КЕРАМИКА
ПОЛУПРОЗРАЧНОСТЬ И
УСТОЙЧИВОСТЬ, ГЛАДКИЕ
КРАЯ, НИЗКИЙ ПРОФИЛЬ,
ПРЕВОСХОДНЫЙ КОМФОРТ



ЛОЖЕ В КРЫЛЕ
ДЛЯ ЛЕГКОГО НАЛОЖЕНИЯ ЛИГАТУРЫ
SLIDE И ЕЕ ИНТЕГРАЦИИ С ПРОФИЛЕМ
БРЕКЕТА



ОСНОВАНИЕ БРЕКЕТА
СПЕЦИАЛЬНЫЕ МИКРОЯЧЕЙКИ
ОБЕСПЕЧИВАЮТ ВЫСОКУЮ
СТЕПЕНЬ РЕТЕНЦИИ ДЛЯ ЛУЧШЕЙ
КЛИНИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ



ОСНОВАНИЕ СО СПЕЦИАЛЬНОЙ
МЕХАНИЧЕСКОЙ ФИКСАЦИЕЙ
НИКАКИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРАЙМЕРОВ НЕ
ТРЕБУЕТСЯ



Предоставлено доктором A. Fortini

БРЕКЕТЫ STEP СИСТЕМЫ 2.0 ИЗ МИКРОНАПОЛНЕННОГО ПОЛИМЕРА

Просто нанесите тонкий слой праймера Primer F3107-00 на основание, чтобы получить идеальное сцепление между адгезивом и основанием брекета: сразу после этого нанесите обычный адгезив.

В упаковке 10 шт



STEP СИСТЕМА 2.0 ИЗ СОПОЛИМЕРА

		торк		анг.		.022" x .030"	
			+17°	+4°		F5421-22	F5421-23
			+9°	+8°		F5422-22	F5422-23
			-7°	+13°		F5413-22	F5413-23
			-7°	+2°		F5419-02	F5419-03
			-7°	+2°		F5419-02	F5419-03
			-6°	0°		F5420-06	F5420-07
			-6°	0°		F5420-06	F5420-07
			-6°	+5°		F5413-26	F5413-27
			-12°	+2°		F5414-06	F5414-07
			-17°	+2°		F5415-06	F5415-07

STEP СИСТЕМА 2.0 ИЗ СОПОЛИМЕРА

	20 брекетов 1 набор	200 брекетов 10 наборов
.022"	F5410-92	F5411-92



F5410-82

Стартовый набор брекетов и лигатуры SLIDE для техники STEP 2.0

Набор содержит все компоненты, необходимые для пробы системы STEP 2.0 на начальном этапе лечения.

В набор входит:

- 1 набор брекетов из сополимера STEP system 2.0 0,22" (20 шт.),
- 1 нитиноловая дуга MEMORIA® верх Ø 0,014"
- 1 нитиноловая дуга MEMORIA® низ Ø 0,014
- 4 лигатуры medium SLIDE AQUA (24 шт.)
- 2 лигатуры small SLIDE AQUA (12 шт.)
- 4 эстетические трубки (4шт)



ЭСТЕТИЧЕСКИЕ
ТРУБКИ БЕЗ КРЮЧКА
В упаковке 10 шт

		торк		ротац.		паз	
7 6 6 7			-14°	+8°	.022"	R	F8721-02
						L	F8721-03
7 6 6 7			-20°	+8°		R	F8721-06
						L	F8721-07



Представлено доктором А. Fortini



STEP СИСТЕМА 2.0 ИЗ КЕРАМИКИ

		торк	анг.	.022"x.030"	
		4	+17°	+4°	<u>1</u> F5921-02 <u>1</u> F5921-03
		3.4	+9°	+8°	<u>2</u> F5922-02 <u>2</u> F5922-03
		3.3	-7°	+13°	<u>3</u> F5913-02 <u>3</u> F5913-03
		3.3	-7°	+2°	<u>4</u> F5919-02 <u>4</u> F5919-03
		3.3	-7°	+2°	<u>5</u> F5919-02 <u>5</u> F5919-03
		2.8	-6°	0°	<u>1</u> F5920-06 <u>1</u> F5920-07
		2.8	-6°	0°	<u>2</u> F5920-06 <u>2</u> F5920-07
		3.3	-6°	+5°	<u>3</u> F5913-06 <u>3</u> F5913-07
		3.3	-12°	+2°	<u>4</u> F5914-06 <u>4</u> F5914-07
		3.3	-17°	+2°	<u>5</u> F5915-06 <u>5</u> F5915-07

SISTEMA STEP SYSTEM 2.0

		6 брекетов	10 брекетов
		3 2 1 1 2 3	5 4 3 2 1 1 2 3 4 5
.022"		F5906-20	F5910-20
		12 брекетов	20 брекетов
		3 2 1 1 2 3 3 2 1 1 2 3	5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5
.022"		F5912-20	F5920-20

КЕРАМИЧЕСКИЕ БРЕКЕТЫ СИСТЕМЫ STEP 2.0

Просто нанесите тонкий слой праймера Primer F3107-00 на основание брекета, чтобы получить идеальное сцепление между адгезивом и основанием брекета: сразу же после этого нанесите обычный адгезив.

В упаковке 1 шт



F5920-82

СТАРТОВЫЙ НАБОР КЕРАМИЧЕСКИХ БРЕКЕТОВ STEP 2.0 И ЛИГАТУРЫ SLIDE

В стартовый комплект входят все компоненты, необходимые для проверки эффективности новой системы STEP 2.0 на начальных этапах выравнивания и нивелирования обработки.

Состав комплекта:

- 1 набор керамических брекетов STEP system 2.0 0,22" (20 шт.),
- 1 нитиноловая дуга MEMORIA® верх Ø 0,014"
- 1 нитиноловая дуга MEMORIA® низ Ø 0,014
- 4 лигатуры medium SLIDE AQUA (24 шт.)
- 2 лигатуры small SLIDE AQUA (12 шт.)
- 4 трубок MIM®, приваренных на площадке MAXI.



**Трубки MIM®,
приваренные на
площадке MAXI.**

В упаковке 10 шт

		торк	ротаци.	паз		
7 6 6 7			-14°	+8°	.022"	R F8321M12 L F8321M13
7 6 6 7			-20°	+8°		R F8321M16 L F8321M17

ЭСТЕТИЧЕСКИЕ БРЕКЕТЫ LOGIC LINE СИСТЕМЫ ROTH

БРЕКЕТЫ LOGIC LINE СИСТЕМЫ ROTH ИЗ КЕРАМИКИ

Изготавливаются методом спекания для получения чистейшего оксида алюминия и поликристаллической структуры со средним однородным зерном. В результате получается брекет-система, сочетающая наилучшую прозрачность с превосходной механической стойкостью, что обеспечивает естественный эстетичный вид, соответствующий любому оттенку зубов.

В упаковке 1 шт



БРЕКЕТЫ LOGIC LINE СИСТЕМЫ ROTH ИЗ КЕРАМИКИ

	торк	анг.	.022"х.030"
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

БРЕКЕТЫ LOGIC LINE СИСТЕМЫ ROTH ИЗ КЕРАМИКИ

	6 брекетов	10 брекетов
	3 2 1 1 2 3	5 4 3 2 1 1 2 3 4 5
.022"	F5906-21	F5910-21
	12 брекетов	20 брекетов
	3 2 1 1 2 3	5 4 3 2 1 1 2 3 4 5
	3 2 1 1 2 3	5 4 3 2 1 1 2 3 4 5
.022"	F5912-21	F5920-21

БРЕКЕТЫ LOGIC LINE СИСТЕМЫ ROTH ИЗ МИКРОНАПОЛНЕННОГО СОПОЛИМЕРА

Изготовлено с использованием микронаполненного сополимера, что делает брекет имитирующим любой оттенок цвета зуба. Просто нанесите тонкий слой Primer F3107-00 на основание, чтобы получить идеальное сцепление между адгезивом и основанием брекета: сразу после этого скрепите обычным адгезивом.

В упаковке 10 шт



БРЕКЕТЫ LOGIC LINE СИСТЕМЫ ROTH ИЗ СОПОЛИМЕРА

	торк	анг.	.022"х.030"
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			


БРЕКЕТЫ LOGIC LINE СИСТЕМЫ ROTH ИЗ СОПОЛИМЕРА

	20 брекетов 1 набор	200 брекетов 10 наборов
.022"	F5410-94	F5411-94



МАКСИМАЛЬНЫЙ КОМФОРТ

ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ
НИЗКИМ ПРОФИЛЕМ И
СКОШЕННЫМИ КРАЯМИ
БРЕКЕТА



МЕХАНИЧЕСКАЯ РЕТЕНЦИЯ

ВЫЗВАННА НАНЕСЕНИЕМ
ЦИРКОНИЕВЫХ МИКРОСФЕР
НА 2/3 ПОВЕРХНОСТИ

ИНОВАЦИОННАЯ ПЛАЗМЕННАЯ ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ

УМЕНЬШАЕТ ТРЕНИЕ НА ГРАНИЦЕ ПАЗА И
ДУГИ И ПОВЫШАЕТ СТРУКТУРНУЮ
ЦЕЛОСТНОСТЬ БРЕКЕТА



Чрезвычайно уменьшенный профиль и скошенные края брекетов сводят к минимуму дискомфорт и способствуют комфорту пациента. Диагональная форма облегчает правильное позиционирование благодаря интуитивному совмещению с длинной осью зуба. Наличие «ступеньки» сбоку от основания способствует прочному удержанию пинцета на мезио-дистальной поверхности брекета, что позволяет избежать каких-либо помех при позиционировании; это также способствует выявлению и устранению избытка клея на этапах склеивания и делает использование щипцов для снятия клея интуитивно понятным. Основание имеет механическую ретенцию, вызванную закреплением циркониевых микрошариков на 2/3 поверхности, чтобы обеспечить необходимую прочность сцепления во время терапии, а также обеспечить легкое и безопасное удаление в конце лечения. Инновационная плазменная обработка поверхности снижает трение на границе прорези и дуги и повышает структурную целостность брекета.

Идентифицировать эстетические брекеты Leone легко:



Цветная точка обозначает дисто-гингивальный край готовых стандартных брекетов, со значениями торка и ангуляции. Внимание! Цветная точка всегда должна располагаться дисто-гингивально.



На стандартных эстетических брекетах цветная точка расположена по центру. Осторожность! Цветная точка всегда должна располагаться дисто-гингивально.



ЭСТЕТИЧЕСКИЕ БРЕКЕТЫ GHIACCIO

Брекеты **GHIACCIO** сочетают в себе исключительную прозрачность и твердость монокристаллического биомедицинского сапфира с самыми сложными характеристиками, которые делают эти эстетические брекеты идеальными для удовлетворения любых современных биомеханических потребностей в эстетике и комфорте. Низкий профиль и скошенные края брекетов сводят к минимуму дискомфорт и способствуют удобству пациенту.

В упаковке 1 шт.



GHIACCIO СИСТЕМЫ ROTH

	торк	анг.	.018"х.030"	.022"х.030"
			+12° +5° $\frac{1}{1}$	F5681-12 F5621-12 F5681-13 F5621-13
			+8° +9° $\frac{2}{2}$	F5682-12 F5622-12 F5682-13 F5622-13
			-2° +13° $\frac{3}{3}$	F5673-12 F5613-12 F5673-13 F5613-13
			-7° 0° $\frac{4}{4}$	F5679-02 F5619-02 F5679-03 F5619-03
			-7° 0° $\frac{5}{5}$	F5679-02 F5619-02 F5679-03 F5619-03
			0° $\frac{1}{1}$	F5680-06 F5620-06 F5680-07 F5620-07
			0° $\frac{2}{2}$	F5680-06 F5620-06 F5680-07 F5620-07
			-11° +7° $\frac{3}{3}$	F5673-16 F5613-16 F5673-17 F5613-17
			-17° 0° $\frac{4}{4}$	F5674-06 F5614-06 F5674-07 F5614-07
			-22° 0° $\frac{5}{5}$	F5675-06 F5615-06 F5675-07 F5615-07

GHIACCIO СИСТЕМЫ MBT*

	торк	анг.	.022"х.030"
			+17° +4° $\frac{1}{1}$ F5521-02 F5521-03
			+10° +8° $\frac{2}{2}$ F5522-02 F5522-03
			-7° +8° $\frac{3}{3}$ F5513-02 F5513-03
			-7° 0° $\frac{4}{4}$ F5619-02 F5619-03
			-7° 0° $\frac{5}{5}$ F5619-02 F5619-03
			-6° 0° $\frac{1}{1}$ F5520-06 F5520-07
			-6° 0° $\frac{2}{2}$ F5520-06 F5520-07
			-6° +3° $\frac{3}{3}$ F5513-06 F5513-07
			-12° +2° $\frac{4}{4}$ F5514-06 F5514-07
			-17° +2° $\frac{5}{5}$ F5515-06 F5515-07

GHIACCIO СИСТЕМЫ ROTH

	6 брекетов	10 брекетов	12 брекетов	20 брекетов
	3 2 1 1 2 3	5 4 3 2 1 1 2 3 4 5	3 2 1 1 2 3 3 2 1 1 2 3	5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5
.018"	F5606-81	F5610-81	F5612-81	F5620-82
.022"	F5606-21	F5610-21	F5612-21	F5620-22


GHIACCIO СИСТЕМЫ MBT*

	6 брекетов	10 брекетов	12 брекетов	20 брекетов
	3 2 1 1 2 3	5 4 3 2 1 1 2 3 4 5	3 2 1 1 2 3 3 2 1 1 2 3	5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5
.022"	F5506-21	F5510-21	F5512-21	F5520-20

*MBT является торговой маркой 3M Unitek.

Ортодонтические брекеты, представленные в этом каталоге, не предназначены для дублирования какой-либо другой существующей системы, и Leone SpA не подразумевает, что они в какой-либо форме одобрены вышеупомянутыми врачами или школами.

AquacSL
Ceramic Brackets Self-Ligating



**ШАРОВИДНЫЙ
КРЮЧОК**
МАКСИМАЛЬНЫЙ
КОМФОРТ ПАЦИЕНТА
И НАДЕЖНОЕ
УДЕРЖИВАНИЕ
ЭЛАСТИКОВ

БАЗА
АНАТОМИЧЕСКАЯ КРИВИЗНА
ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ИДЕАЛЬНОЙ
АДАПТАЦИИ К ПОВЕРХНОСТИ ЗУБА
С МИНИМАЛЬНЫМ КОЛИЧЕСТВОМ
ИСПОЛЬЗУЕМОГО СОЕДИНЕНИЯ
ДЛЯ ИДЕАЛЬНОЙ ГЕРМЕТИЗАЦИИ

КРЫЛЬЯ
БОЛЬШОЙ ПОДРЕЗ ДЛЯ
НАДЕЖНОГО
УДЕРЖАНИЯ ЛИГАТУР
И АКСЕССУАРОВ

СКОШЕННЫЙ ПАЗ
ОКРУГЛЕННЫЕ МЕЗИАЛЬНО-
ДИСТАЛЬНЫЕ КРАЯ ДЛЯ
ИЗБЕЖАНИЯ НАДРЕЗОВ И ЛИШЕГО
ПРИВЯЗЫВАНИЯ



КЛИПСА ИЗ НИКЕЛЬ-ТИТАНА
БОЛЬШАЯ ШИРИНА МЕЗИО-
ДИСТАЛЬНОГО ПРОРЕЗНОГО
ОТВЕРСТИЯ ОБЛЕГЧАЕТ ВВЕДЕНИЕ
ДУГ, ТАКИМ ОБРАЗОМ ОБЕСПЕЧИВАЯ
ВЫСОКИЙ БИОМЕХАНИЧЕСКИЙ
КОНТРОЛЬ

**КОНСТРУКЦИЯ
ПЕРЕДНЕГО КРАЯ**
НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ КЛИПСЫ
ИМЕЮТСЯ ДВА УДЕРЖИВАЮЩИХ
ЗУБЦА КОТОРЫЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТ
ПРАВИЛЬНОЕ ЦЕНТРАЛЬНОЕ
ЗАКРЫТИЕ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ
СТАБИЛЬНОСТИ ВО ВРЕМЯ
ЛЕЧЕНИЯ

ОТКРЫТИЕ/ЗАКРЫТИЕ
НАДЕЖНОСТЬ ГАРАНТИРОВАНА НА
ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО ЛЕЧЕНИЯ
БЛАГОДАРЯ ЭЛАСТИЧНОЙ ПАМЯТИ
НИКЕЛЬ-ТИТАНОВОГО СПЛАВА



БИОМЕХАНИЧЕСКИЙ ДИНАМИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ
ОСОБАЯ ФОРМА КЛИПСЫ И ЕЕ ПОСТЕПЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДУГОЙ
ПОЗВОЛЯЮТ РЕГУЛИРОВАТЬ ТРЕНИЕ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ЛЕЧЕНИЯ



ПАССИВНАЯ ФАЗА

Круглые дуги не контактируют с клипсой
поэтому скользят свободно, способствуя
процессу нивелирования и
выравнивания



ИНТЕРАКТИВНАЯ ФАЗА

Прямоугольные дуги используемые для
закрытия промежутков во время
контроля ротации и торка, эластично
деформируют металлическую клипсу с
биомеханическим усилием,
необходимым для данной стадии лечения



АКТИВНАЯ ФАЗА

Прямоугольные дуги для детализации и
завершения полностью заполняют паз и
вступают в активный контакт с клипсой,
позволяя использовать все
преимущество суперэластичности
металла совершая наименьшие движения
для завершения лечения.



КЕРАМИЧЕСКИЕ САМОЛИГИРУЮЩИЕ БРЕКЕТЫ AQUA

Аква SL керамические брекеты сочетают в себе высокую полупрозрачность с эффективным биомеханическим контролем интерактивных самолигирующих брекетов.

Сделано по технологии СИМ (керамическое литье под давлением) с клипсой из никель-титанового сплава. Поверхность с родиевым покрытием уменьшает отражение света и обеспечивает минимальную видимость брекетов.

В упаковке 1 шт

САМОЛИГИРУЮЩИЕ БРЕКЕТЫ AQUA SL СИСТЕМЫ ROTH

	торк	анг.	.022"x.030"	
			+12° +5° $\frac{1}{1}$	F5751-02 F5751-03
			+8° +9° $\frac{2}{2}$	F5752-02 F5752-03
			-2° +13° $\frac{3}{3}$	F5753-02 F5753-03
			-7° 0° $\frac{4}{4}$	F5749-02 F5749-03
			-7° 0° $\frac{5}{5}$	F5749-02 F5749-03
			0° $\frac{1}{1}$	F5750-05
			0° $\frac{2}{2}$	F5750-05
			-11° +7° $\frac{3}{3}$	F5753-06 F5753-07
			-17° 0° $\frac{4}{4}$	F1044-16 F1044-17
			-22° 0° $\frac{5}{5}$	F1045-16 F1045-17

Нижние премоляры из нержавеющей стали

САМОЛИГИРУЮЩИЕ БРЕКЕТЫ AQUA SL СИСТЕМЫ MBT*

	торк	анг.	.022"x.030"	
			+17° +4° $\frac{1}{1}$	F5741-02 F5741-03
			+10° +8° $\frac{2}{2}$	F5742-02 F5742-03
			-7° +8° $\frac{3}{3}$	F5743-02 F5743-03
			-7° 0° $\frac{4}{4}$	F5749-02 F5749-03
			-7° 0° $\frac{5}{5}$	F5749-02 F5749-03
			-6° 0° $\frac{1}{1}$	F5740-06 F5740-07
			-6° 0° $\frac{2}{2}$	F5740-06 F5740-07
			-6° +3° $\frac{3}{3}$	F5743-06 F5743-07
			-12° +2° $\frac{4}{4}$	F1044-06 F1044-07
			-17° +2° $\frac{5}{5}$	F1045-06 F1045-07

Нижние премоляры из нержавеющей стали

САМОЛИГИРУЮЩИЕ БРЕКЕТЫ AQUA SL СИСТЕМЫ ROTH

	1 набор - 20 брекетов
	5 4 3 2 1 1 2 3 4 5
	5 4 3 2 1 1 2 3 4 5
.022"	F5750-91



САМОЛИГИРУЮЩИЕ БРЕКЕТЫ AQUA SL СИСТЕМЫ MBT*

	1 набор - 20 брекетов
	5 4 3 2 1 1 2 3 4 5
	5 4 3 2 1 1 2 3 4 5
.022"	F5740-91

*MBT является торговой маркой 3M Unitek. Ортодонтические брекеты, представленные в этом каталоге, не являются копией какой-либо другой существующей системы, и Leone SpA не подразумевает, что они одобрены вышеупомянутыми врачами или школами в какой-либо форме.



КЕРАМИЧЕСКИЕ БРЕКЕТЫ AQUA

Керамические брекеты **AQUA** изготавливаются методом спекания для получения чистейшего оксида алюминия и поликристаллической структуры со средней однородностью зерна. В результате получается брекет, сочетающий наилучшую прозрачность с превосходной механической стойкостью, что обеспечивает естественный эстетичный вид, соответствующий любому оттенку зубов. Брекет **AQUA** не имеет металлических прорезей и полностью гипоаллергенен. Никаких специальных адгезивов не требуется, так как основа имеет конструкцию, обеспечивающую особую механическую фиксацию, что позволяет использовать любой доступный ортодонтический адгезив. Полированная поверхность, гладкие края и низкопрофильный дизайн делают керамические брекет **AQUA** превосходными по комфорту.

В упаковке 1 шт

**БРЕКЕТЫ AQUA
СИСТЕМЫ ROTH**

					
		торк	анг.	.018"x.030"	.022"x.030"
		 ⁴	+12°	+5°	1 1 F5781-02 F5721-02 F5781-03 F5721-03
		 ^{3.7}	+8°	+9°	2 2 F5782-02 F5722-02 F5782-03 F5722-03
		 ^{3.7}	-2°	+13°	3 3 F5773-02 F5713-02 F5773-03 F5713-03
		 ^{3.4}	-7°	0°	4 4 F5779-02 F5719-02 F5779-03 F5719-03
		 ^{3.4}	-7°	0°	5 5 F5779-02 F5719-02 F5779-03 F5719-03
		 ³	0°		1 1 F5780-05 F5720-05
		 ³	0°		2 2 F5780-05 F5720-05
		 ^{3.7}	-11°	+7°	3 3 F5773-06 F5713-06 F5773-07 F5713-07
		 ^{3.4}	-17°	0°	4 4 F5774-06 F5714-06 F5774-07 F5714-07
		 ^{3.4}	-22°	0°	5 5 F5775-06 F5715-06 F5775-07 F5715-07

**БРЕКЕТЫ AQUA
СИСТЕМЫ ROTH**

	6 брекетов	10 брекетов	12 брекетов	20 брекетов
	3 2 1 1 2 3	5 4 3 2 1 1 2 3 4 5	3 2 1 1 2 3 3 2 1 1 2 3	5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5
.018"	F5706-80	F5710-80	F5712-80	F5720-80
.022"	F5706-20	F5710-20	F5712-20	F5720-20

**БРЕКЕТЫ AQUA
СИСТЕМЫ RICKETTS**

[illegible]

**БРЕКЕТЫ AQUA
СИСТЕМЫ RICKETTS**

	6 брекетов	10 брекетов	12 брекетов	20 брекетов
	<u>3 2 1 1 2 3</u>	<u>5 4 3 2 1 1 2 3 4 5</u>	<u>3 2 1 1 2 3</u> 3 2 1 1 2 3	<u>5 4 3 2 1 1 2 3 4 5</u> 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5
.018"	F5806-80	F5810-80	F5812-80	F5820-80



Каждая позиция доступна в упаковках по 5 штук. По запросу брекеты можно заказать, заменив дефис на букву «О» в артикуле (например, F5775-07 становится F5775O07).

ТРУБКИ MIM®

	торк	ротация	диаметр круглой трубки	паз трубки	трубки непрямого наклеивания	трубки прямого наклеивания	кольцо для моляра с трубкой			
							CALIBRA® в упаковке 10	CALIBRA® в упаковке 5	WEB в упаковке 10	WEB в упаковке 5
	0°		.051" ging.	.018"	R L	G8085-02 G8085-03	F8085-22 F8085-23	по запросу	по запросу	по запросу
				.022"	R L	G8025-02 G8025-03	F8025-22 F8025-23	E1420-00 E1430-00	E1425-00 E1435-00	по запросу
	0°		.051" ging.	.018"	R L	G8085-03 G8085-02	F8085-23 F8085-22	по запросу	по запросу	по запросу
				.022"	R L	G8025-03 G8025-02	F8025-23 F8025-22	E1460-00 E1470-00	E1465-00 E1475-00	по запросу

КОНВЕРТИРУЕМЫЕ ТРУБКИ MIM®

	торк	ротация	диаметр круглой трубки	паз	трубки непрямого наклеивания	трубки прямого наклеивания
	0°		.051" гинг.	.018"	R L	G8185-02 G8185-03
				.022"	R L	G8125-02 G8125-03
	0°		.051" гинг.	.018"	R L	G8185-03 G8185-02
				.022"	R L	G8125-03 G8125-02

Кольца для моляров **CALIBRA®** или **WEB** с предварительно приваренной конвертируемой трубкой в упаковках по 5 или 10 штук по запросу.

БРЕКЕТЫ

	торк	ротация	паз	трубки непрямого наклеивания	трубки прямого наклеивания
	0°		.018"	R L	G2086-14 F2086-14
			.022"	R L	G2026-14 F2026-14
	0°		.018"	R L	G2080-44 F2081-01
			.022"	R L	G2020-44 F2021-01

В упаковке 10 шт

 Упаковка 100 шт по запросу

Кольца для моляров **CALIBRA®** или **WEB** с предварительно приваренным брекетом в упаковках по 5 или 10 штук по запросу.

ТРУБКИ MIM®

	торк	ротац.	диаметр круглой трубки	паз трубки		трубки непрямого наклеивания	трубки прямого наклеивания	кольца для моляров с трубками			
								CALIBRA® в упаковке 10	в упаковке 5	WEB в упаковке 10	в упаковке 5
	6/6	-10° +8°	.051" гинг.	.018"	R	G8385-02	F8385-02	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу
					L	G8385-03	F8385-03				
				.022"	R	G8325-02	F8325-02	E1520-00	E1525-00	on request	E8520-00
					L	G8325-03	F8325-03	E1530-00	E1535-00		E8530-00
	6/6	-25° +8°	.051" гинг.	.018"	R	G8385-06	F8385-06	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу
					L	G8385-07	F8385-07				
				.022"	R	G8325-06	F8325-06	E1560-00	E1565-00	по запросу	E8560-00
					L	G8325-07	F8325-07	E1570-00	E1575-00		E8570-00

КОНВЕРТИРУЕМЫЕ ТРУБКИ MIM®

	торк	ротац.	диаметр круглой трубки	паз трубки		трубки непрямого наклеивания	трубки прямого наклеивания
	6/6	-10° +8°	.051" гинг.	.018"	R	G8485-02	F8485-02
					L	G8485-03	F8485-03
				.022"	R	G8425-02	F8425-02
					L	G8425-03	F8425-03
	6/6	-25° +8°	.051" гинг.	.018"	R	G8485-06	F8485-06
					L	G8485-07	F8485-07
				.022"	R	G8425-06	F8425-06
					L	G8425-07	F8425-07

Кольца для моляров CALIBRA® или WEB с предварительно приваренной конвертируемой трубкой в упаковках по 5 или 10 штук по запросу.

В упаковке 10 шт



Упаковка 100 шт. по запросу

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТРУБКИ И КОЛЬЦА ДЛЯ МОЛЯРОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПО СИСТЕМЕ RICKETTS, BURSTONE




ТРУБКИ MIM®

	торк	ротац.	диаметр круглой трубки	паз трубки		трубки непрямого наклеивания	трубки прямого наклеивания	кольца для моляров с трубками			
								CALIBRA® в упаковке 10	CALIBRA® в упаковке 5	WEB в упаковке 10	WEB в упаковке 5
	6/6	0°	.045" гинг.	.018"	R	G8084-12	F8084-12	по запросу	по запросу	по запросу	E8820-00
				.022"	L	G8084-13	F8084-13	по запросу	по запросу	по запросу	E8830-00
	6/6	-10° +8°	.045" гинг.	.018"	R	G8024-12	F8024-12	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу
				.022"	L	G8024-13	F8024-13	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу
	6/6	-14° +8°		.018"	R	G8384-12	F8384-12	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу
				.022"	L	G8384-13	F8384-13	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу
	6/6			.018"	R	G8324-12	F8324-12	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу
				.022"	L	G8324-13	F8324-13	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу
	6/6	0°		.018"	R	G8070-02	F8070-02	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу
				.022"	L	G8070-03	F8070-03	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу
	6/6			.018"	R	G8010-02	F8010-02	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу
				.022"	L	G8010-03	F8010-03	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу
	6/6	-25° +8°		.018"	R	G8070-16	F8570-03*	по запросу	по запросу	по запросу	E8860-00
				.022"	L	G8070-17	F8570-02*	по запросу	по запросу	по запросу	E8870-00
	6/6			.018"	R	G8010-16	F8510-03*	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу
				.022"	L	G8010-17	F8510-02*	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу
	6/6			.018"	R	G8070-06	F8070-06	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу
				.022"	L	G8070-07	F8070-07	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу

* Extremo No-nickel

КОНВЕРТИРУЕМЫЕ ТРУБКИ MIM®

	торк	ротац.	диаметр круглой трубки	паз трубки		трубки непрямого наклеивания	трубки прямого наклеивания
	6/6	0°	.045" occl.	.018"	R	G8184-22	F8184-22
				.022"	L	G8184-23	F8184-23
	6/6	-10° +8°	.045" occl.	.018"	R	G8124-22	F8124-22
				.022"	L	G8124-23	F8124-23
	6/6	-14° +8°		.018"	R	G8484-22	F8484-22
				.022"	L	G8484-23	F8484-23
	6/6			.018"	R	G8424-22	F8424-22
				.022"	L	G8424-23	F8424-23
	6/6	0°		.018"	R	G8470-02	F8470-02
				.022"	L	G8470-03	F8470-03
	6/6			.018"	R	G8410-02	F8410-02
				.022"	L	G8410-03	F8410-03
	6/6			.018"	R	G8170-16	F8170-16
				.022"	L	G8170-17	F8170-17
	6/6	-25° +8°		.018"	R	G8110-16	F8110-16
				.022"	L	G8110-17	F8110-17
	6/6			.018"	R	G8470-06	F8470-06
				.022"	L	G8470-07	F8470-07

Кольца для моляров CALIBRA® или WEB с предварительно приваренной конвертируемой трубкой в упаковках по 5 или 10 штук по запросу.

В упаковке 10 шт



Упаковка 100 шт. по запросу

ТРУБКИ MIM®

			торк трубки	ротац. трубки	диаметр круглой трубки		трубки прямого паз трубки .018"х.025"	наклеивания паз трубки .022"х.028"
	$\frac{6}{6}$ $\frac{6}{6}$	двойная		0°	.051" гинг.	R L	F8085-22 F8085-23	F8025-22 F8025-23
	$\frac{6}{6}$	двойная	-10°	+8°	.051" гинг.	R L	F8385-02 F8385-03	F8325-02 F8325-03
	$\frac{6}{6}$	двойная	-25°	+8°	.051" гинг.	R L	F8385-06 F8385-07	F8325-06 F8325-07
	$\frac{6}{6}$ $\frac{6}{6}$	двойная		0°	.045" оккл.	R L	F8084-32 F8084-33	F8024-32 F8024-33
	$\frac{6}{6}$ $\frac{6}{6}$	двойная		0°	.051" оккл.	R L	F8085-42 F8085-43	F8025-42 F8025-43
	$\frac{6}{6}$	двойная	-10°	+8°	.045" оккл.	R L	F8384-32 F8384-33	F8324-32 F8324-33
	$\frac{6}{6}$	двойная	-10°	+8°	.051" оккл.	R L	F8385-22 F8385-23	F8325-22 F8325-23
	$\frac{6}{6}$ $\frac{6}{6}$	тройная		0°	.045" гинг.	R L	F8084-12 F8084-13	F8024-12 F8024-13
	$\frac{6}{6}$	тройная	-10°	+8°	.045" гинг.	R L	F8384-12 F8384-13	F8324-12 F8324-13
	$\frac{6}{6}$ $\frac{6}{6}$	тройная		0°	.045" оккл.	R L	F8084-22 F8084-23	F8024-22 F8024-23
	$\frac{6}{6}$ $\frac{6}{6}$	тройная		0°	.051" оккл.	R L	F8085-32 F8085-33	F8025-32 F8025-33
	$\frac{6}{6}$	тройная	-10°	+8°	.045" оккл.	R L	F8384-22 F8384-23	F8324-22 F8324-23
	$\frac{6}{6}$	тройная	-10°	+8°	.051" оккл.	R L	F8385-12 F8385-13	F8325-12 F8325-13
	$\frac{6}{6}$	прямоугольная двойная с шаровидным крючком	-14°	+8°		R L	F8070-02 F8070-03	F8010-02 F8010-03
	$\frac{6}{6}$	прямоугольная двойная с шаровидным крючком	-25°	+8°		R L	F8070-06 F8070-07	F8010-06 F8010-07
	$\frac{7}{7}$	частично изогнутая	-15°	0°		R L	F7980-01	F7920-01

В упаковке 10 шт



Упаковка 100 шт по запросу

ТРУБКИ MIM® EXTREMO NO-NICKEL

Цельнолитые трубки, изготовленные по технологии MIM® из биомедицинского сплава, не содержащего никеля*. Анатомическая основа Extremo No-Nickel с микрополостями с высокой степенью ретенции идеально прилегает к зубу и обеспечивает превосходную фиксацию при использовании любых видов адгезивов.

В упаковке 10 шт.



Упаковка 100 шт. по запросу




**НИЗКОПРОФИЛЬНЫЙ
ДИЗАЙН**
ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ УМЕНЬШИТЬ
ОККЛЮЗИОННОЕ ДАВЛЕНИЕ

НАПРАВЛЯЮЩАЯ
ДЛЯ УДОБНОЙ УСТАНОВКИ ДУГИ



**АНАТОМИЧЕСКАЯ ФОРМА
СЕТКИ ОСНОВАНИЯ**

ВНУТРЕННЯЯ
ПОВЕРХНОСТЬ С
МИКРОЯЧЕЙКОЙ



ОККЛЮЗИОННЫЙ ОТСТУП

ДЛЯ ИДЕАЛЬНОГО
АНАТОМИЧЕСКОГО
ПРИЛЕГАНИЯ К МОЛЯРАМ

				торк	ротац	паз	трубки прямого наклеивания	
	$\frac{7}{7} \frac{6}{6} \frac{6}{6} \frac{7}{7}$				0°	.018"	R F8581-12 L F8581-13	
						.022"	R F8521-12 L F8521-13	
	$\frac{7}{7} \frac{6}{6} \frac{6}{6} \frac{7}{7}$				-10°	+8°	.018"	R F8681-12 L F8681-13
						.022"	R F8621-22 L F8621-23	
	$\frac{7}{7} \frac{6}{6} \frac{6}{6} \frac{7}{7}$				-14°	+8°	.022"	R F8621-32 L F8621-33
	$\frac{7}{7} \frac{6}{6} \frac{6}{6} \frac{7}{7}$				-20°	+8°	.022"	R F8621-26 L F8621-27
	$\frac{7}{7} \frac{6}{6} \frac{6}{6} \frac{7}{7}$				-25°	+8°	.018"	R F8681-16 L F8681-17
						.022"	R F8621-36 L F8621-37	
	$\frac{6}{6} \frac{6}{6} \frac{6}{6} \frac{6}{6}$				0°	.018"	R F8570-02 L F8570-03	
	$\frac{6}{6} \frac{6}{6} \frac{6}{6} \frac{6}{6}$				0°	.022"	R F8510-02 L F8510-03	

*Содержание никеля ≤ 0,1% обусловлено процессом производства.


ОДИНАРНЫЕ ТРУБКИ MIM® НИЗКОГО ПРОФИЛЯ С ИДЕНТИФИКАЦИЕЙ FDI

Эти одинарные трубки, изготовленные по технологии MIM®, сочетают современный дизайн с комфортом для пациента. Анатомическая форма сетки основания имеет 80 ячеек, идеально прилегает к зубу, обеспечивая исключительную ретенцию.

В упаковке 10 шт

ОККЛЮЗИОННО-ДЕСНЕВЫЕ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ПЛОСКОСТИ

ОБЕСПЕЧИВАЮТ НАДЕЖНЫЙ
ЗАХВАТ С ПОМОЩЬЮ ПИНЦЕТА



ВХОДНОЕ
ОТВЕРСТИЕ С
МЕЗИАЛЬНОЙ
ВОРОНКОЙ
ОБЛЕГЧАЕТ ВСТАВКУ
ДУГИ

ВЕСТИБУЛЯРНЫЙ
ВЫСТУП
ОБЛЕГЧАЕТ ПРАВИЛЬНОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ НА ЭТАПЕ
ФИКСАЦИИ БРЕКЕТА

ТОРК В ОСНОВАНИИ
МИНИМИЗИРУЕТ
ОККЛЮЗИОННЫЕ КОНТАКТЫ



ИДЕАЛЬНАЯ ДЛИНА
МАКСИМАЛЬНЫЙ
КОНТРОЛЬ РОТАЦИИ



АНАТОМИЧЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ СЕТКИ

С ПРОМЕЖУТОЧНЫМ
ВЫСТУПОМ, 80ТИ ЯЧЕЕК И
ИДЕНТИФИКАЦИЕЙ FDI

			торк	ротац.	паз	трубки прямого наклеивания	
7 6 6 7			-14°	+8°	.022"	R	F8311-16
					.022"	L	F8311-26
7 6 6 7			-20°	+8°	.022"	R	F8311-46
					.022"	L	F8311-36




F2800-00

УВЕЛИЧЕННАЯ СЕТЧАТАЯ ПЛОЩАДКА MAXI

Каждая трубка Leone MIM® может быть припаяна к анатомической увеличенной площадке **MAXI** прямого наклеивания. Анатомическая площадка **MAXI**, изготовленная из биомедицинской нержавеющей стали, комбинируется с сеткой в процессе спекания, что обеспечивает идеальное соединение без каких-либо изменений размеров и геометрии или какого-либо снижения механической прочности удержания. Выбранная трубка припаивается к сетчатой площадке припоем в контролируемой атмосфере, чтобы получить идеальное металлическое герметичное соединение и избежать окисления во рту. Эти особенности увеличивают прочность соединения и делают данное изделие альтернативой ортодонтическим бандажам.


Улучшается гигиена и здоровье мягких тканей, кроме того, расположение трубки будет более точным.

В упаковке 10 шт




СЕТКА 80 ЯЧЕЕК

ОПТИМАЛЬНО ПОДХОДИТ КАК ДЛЯ САМОЗАТВЕРДЕВАЮЩИХ/СВЕТООТВЕРЖДАЕМЫХ, ТАК И ДЛЯ ОРТОДОНТИЧЕСКИХ КЛЕЕВ ПЕРЕМЕННОЙ ПЛОТНОСТИ



ПОВЕРХНОСТЬ СКЛЕИВАНИЯ ПРИБЛ. НА 50 % БОЛЬШЕ

ЧЕМ СЕТЧАТЫЕ ПЛОЩАДКИ У
ДРУГИХ ТРУБОК ПРЯМОГО
НАКЛЕИВАНИЯ




АНАТОМИЧЕСКИЙ
КОНТУР 1 МОЛЯРА
С ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕМ
"ОТСТУП"

При заказе трубок по индивидуальному заказу, припаянных к увеличенной сетчатой площадке **MAXI** F2800-00, должен быть указан правильный артикул трубки и положение припоя* круглой трубки. (*которое должно соответствовать предписаниям выбранной трубки).

Минимальное количество для заказа: упаковка из 10 штук.

Высококачественная бесплатная услуга пайки, выполненная промышленным способом. **ВНИМАНИЕ: ВОЗВРАТ ИЗГОТОВЛЕННОГО НА ЗАКАЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СВАРЕННОГО МАТЕРИАЛА НЕ ПРИНИМАЕТСЯ НИ ПО КАКОЙ ПРИЧИНЕ.**

Лингвальные брекеты **IDEA-L** имеют небольшие мезио-дистальные размеры, толщина 1,4 мм и специальную конструкцию брекетов, которые упрощают наложение лигатур **SLIDE**. В большинстве случаев применение нитиноловой дуги **MEMORIA® .012** достаточно для устранения скученности и эстетического улучшения улыбки. Но в случаях ротации зубов или серьезных смещений можно также использовать дуги большего диаметра, такие как **MEMORIA®** или **Beta MEMORIA®**, и обычные лигатуры для усиления биомеханического контроля. Для идеального нивелирования и выравнивания передних зубов требуется аккуратное позиционирование брекетов, поэтому рекомендуется применять непрямой лабораторный метод наклеивания или использовать специальные для данной техники пластмассовые позиционеры.



ПРОФИЛЬ
ТОЛЩИНОЙ 1,4 мм
МИНИМУМ ДЕФЕКТА РЕЧИ У
ПАЦИЕНТА



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ДИЗАЙН
ОБЛЕГЧАЕТ НАЛОЖЕНИЕ
ЛИГАТУРЫ SLIDE И УДЕРЖИВАЕТ
ЕЕ НА МЕСТЕ ВО ВРЕМЯ ЛЕЧЕНИЯ



ЛИГАТУРА SLIDE
ПОВТОРЯЕТ ПРОФИЛЬ
БРЕКЕТА, ДЕЛАЯ ЕГО
ГЛАДКИМ И УДОБНЫМ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ ПОЗИЦИОНЕР



1
Зафиксируйте
позиционер на
брекете с
лигатурой **SLIDE**,
зацепленной под
десневое крыло.




2
Измерьте высоту
выбранного
позиционера на
рабочей модели и
выберите
правильный размер
для наилучшего
положения брекета



3
Расположите во
рту и дождитесь
полимеризация
клея



4
Снимите
позиционер
вращательным
движением



5
Установите
брекет со **SLIDE**
лигатурой под
десневое крыло



6
Брекет с дугой и
лигатурой **SLIDE** на
месте

СИСТЕМА IDEA-L

торк			анг.	.018"x.030"	
			0°	$\frac{1}{1}$	F4980-04
			0°	$\frac{2}{2}$	F4980-04
			0°	$\frac{3}{3}$	F4980-04
			0°	$\frac{4}{4}$	F4984-04
			0°	$\frac{1}{1}$	F4980-04
			0°	$\frac{2}{2}$	F4980-04
			0°	$\frac{3}{3}$	F4980-04
			0°	$\frac{4}{4}$	F4984-04

В упаковке 5 шт



F4980-91 КОМПЛЕКТ ЛИНГВАЛЬНЫХ БРЕКЕТОВ IDEA™L

Состав набора: 8 брекетов (одна дуга)
и 12 лигатур **SLIDE** extra-small,
серебристого цвета.



F4900-60 КОМПЛЕКТ ПОЗИЦИОНЕРОВ

Шесть размеров для выбора правильного
положения в соответствии с анатомией
язычной поверхности зуба.
В упаковке 120 шт




Предоставлено доктором. F. Giuntoli

ЛИНГВАЛЬНЫЕ ДУГИ MEMORIA® И БЕТА MEMORIA®

Дуги размером .012" и .014" изготовлены из
специального никель-титанового сплава,
позволяющего легко распределять силу на первые
премоляры, сохраняя при этом высокую
эластичность. Дуги 0,016" **Beta MEMORIA®**
идеально подходят для оптимизации параметров
нивелирования и выравнивания. Доступен селектор
C4950-00 (стр. 63) для выбора правильной формы
дуги.

В упаковке 2 шт



ЛИНГВАЛЬНЫЕ ДУГИ MEMORIA®

∅	small	medium	large
inch			
.012	C4950-12	C4951-12	C4952-12
.014	C4950-14	C4951-14	C4952-14

ЛИНГВАЛЬНЫЕ ДУГИ БЕТА MEMORIA®

.016	C4970-16	C4971-16	C4972-16
------	-----------------	-----------------	-----------------

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЗИЦИОНЕРЫ

В упаковке 20шт

F4900-01	1 размер	F4900-04	4 размер
F4900-02	2 размер	F4900-05	5 размер
F4900-03	3 размер	F4900-06	6 размер



ЛИНГВАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

В упаковке 10 шт



Упаковка 100 штук по запросу



F2860-00
Плоская
кнопка



F2870-00
Изогнутая
кнопка



F2893-00
Кнопка с изогнутым
выступом
для эластиков



F2890-00
Кнопка с плоским
выступом
для эластиков



F2810-00
Кнопка
с петлей




F2820-00
Кнопка
с крыльями



F2822-00
Кнопка с
тонкими
крыльями



F2824-00
Кнопка с
длинными
крыльями



КНОПКИ EXTREMO NO-NICKEL

Цельнолитые кнопки, изготовленные по технологии MIM® из биомедицинской стали, не содержащей никеля*. Анатомическая основа **Extremo** без никеля с микроудерживающими полостями идеально прилегает к зубу и обеспечивает превосходное сцепление при использовании любых видов адгезивов.

В упаковке 10 шт



F9060-00
Плоская
кнопка flat




F9070-00
Изогнутая
кнопка curved




КРЮЧКИ NATURA®

Разработаны доктором Massimo Ronchin.
Изготовлены из кремнистого сополимера.

В упаковке 10 шт



F5060-00
Плоская FLAT



F5060-01
Изогнутая CURVED

*Содержание микроэлементов никеля $\leq 0,1\%$ обусловлено процессом производства.



F3140-01

КОМПОЗИТ NO-MIX В ШПРИЦАХ ХИМИЧЕСКОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ

Никакого смешивания компонентов не требуется. Это экономит много ценного времени. Простое и быстрое применение. Плотный гель для протравки позволяет избежать контакта кислоты с мягкими тканями. Положение брекета на зубе можно отрегулировать в течении 20 секунд после нанесения. Дуга может быть вставлена через 5 минут после приклеивания последнего брекета.

Состав упаковки:

- клей в 3 шприцах по 5 г
- 1 активатор 14 г
- 1 протравка 9 г
- 40 щеток
- подушечки для смешивания и пластиковые шпатели

ДОПОЛНЕНИЯ

Активатор	F3141-01	14 г
Адгезив в 3 шприцах	F3142-01	3x5 г
Протравка	F3143-01	9 г



F3107-00

ПРАЙМЕР ДЛЯ ЭСТЕТИЧЕСКИХ БРЕКЕТОВ

Необходим для приклеивания брекетов из стекловолокна и сополимера с микронаполнением к эмали с помощью ортодонтического адгезива Leone или любого другого типа адгезива.

Нанесите тонкий слой на основание брекета перед обычной процедурой приклеивания.

В упаковке 8 г



УНИВЕРСАЛЬНАЯ СВЯЗУЮЩАЯ СЕТКА

F2811-00 Толстая нить

F2812-00 Большая нить

В упаковке 1 полоска
длинной 10 см

F3170-01

СВЕТООТВЕРЖДАЕМЫЙ КОМПОЗИТ В ШПРИЦАХ



Он позволяет точно установить брекететы с легким удалением излишков материала с основания брекета без полимеризации и продлевает рабочее время врача. Как только брекет будет установлен в правильном положении, просто поместите его под лампу на 30 секунд для полной полимеризации.

Состав упаковки:

- клей в 4 шприцах по 5 г
- 1 жидкий праймер 7 г
- 1 протравка 9 г
- 40 одноразовых щеток
- подушечки для смешивания и пластиковые шпатели

ДОПОЛНЕНИЯ

Праймер	F3171-01	7 г
Адгезив в 4 шприцах	F3172-01	4x5 г
Протравка	F3143-01	9 г



F3161-01

ПРОТРАВКА



Гелевый наполнитель с ортофосфорной кислотой 33% в удобном шприце по 12 г, снабженный тонким наконечником для удобства нанесения и дозирования. Идеально подходит для любого типа системы склеивания. Его студенистая плотность и зеленый цвет предотвращают распространение кислоты в нежелательных местах.

Состав упаковки 1 шприц и 25 одноразовых наконечников

F3110-01

ПРАЙМЕР ДЛЯ ПРИКЛЕИВАНИЯ КЕРАМИЧЕСКИХ КОРОНОК



Необходим для приклеивания металлических брекетов к керамическому протезу.

В упаковке 6 мл

РЕТЕЙНЕРЫ И ЯЗЫЧНЫЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПРЯМОГО НАКЛЕИВАНИЯ

leone®



ВЕРХНИЙ РЕТЕЙНЕР ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНЫХ РЕЗЦОВ

F3812-93
КОМПЛЕКТ ВЕРХНИХ РЕТЕЙНЕРОВ
ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНЫХ РЕЗЦОВ
Набор из 20 шт



мм		упак.
4	F3812-04	10
6	F3812-06	
9	F3812-09	



ВЕРХНИЙ РЕТЕЙНЕР ОТ РЕЗЦА ДО РЕЗЦА

F3822-93
КОМПЛЕКТ ВЕРХНИХ РЕТЕЙНЕРОВ
ДЛЯ БОКОВЫХ РЕЗЦОВ
Набор из 20 шт



мм		упак.
14	F3822-14	10
16	F3822-16	
18	F3822-18	
20	F3822-20	



НИЖНИЙ РЕТЕЙНЕР ОТ КЛЫКА ДО КЛЫКА

Ретейнеры в форме зуба обеспечивают максимальную силу удержания. Небольшая толщина для идеальной подгонки к язычной поверхности, с простотой гигиены и меньшим дискомфортом для пациента.

F3836-93
КОМПЛЕКТ НИЖНИХ РЕТЕЙНЕРОВ
ОТ КЛЫКА ДО КЛЫКА
Набор из 20 шт



mm		pkg.
29	F3836-29	2
31	F3836-31	
33	F3836-33	
35	F3836-35	
37	F3836-37	



ПРОВОЛОЧНО-ЛЕНТОЧНЫЙ РЕТЕЙНЕР

Идеально подходит для малоинвазивного и стойкого шинирования. Высокая пластичность проволоки обеспечивает точную подгонку к анатомии зуба, в то время как ее плетеная геометрия способствует соединению с композитом. Катушка длиной 1,5 м

F3940-95
ТРУБКИ И ПРУЖИНЫ ДЛЯ
ЗАКРЫТИЯ ДИАСТЕМЫ
Содержимое упаковки 20 трубок и 10 пружин.

ДОПОЛНЕНИЯ

F3941-00 Пружины
F3942-00 Трубки

В упаковке 10шт

