


ТРУБКИ И БРЕКЕТЫ ДЛЯ НЕПРЯМОГО НАКЛЕИВАНИЯ



G



Щечные трубки Leone изготавливаются из нержавеющей стали с использованием технологии литья металла под давлением для обеспечения абсолютной точности размера паза и специальной скошенной конструкции для максимального комфорта пациента.

Каждая трубка **MIM®** и принадлежности к ней могут быть предварительно приварены либо к кольцам **CALIBRA®** или **WEB**, либо припаяны к увеличенной сетчатой площадке **MAXI F2800-00**, которая имеет анатомические очертания первого моляра.

Услуги по пайке припоем предоставляются бесплатно.

Брекеты Leone изготавливаются из нержавеющей стали с механической системой обработки на микромашинах для достижения высочайшей точности пазов. Общий допуск ниже 3/100. Лигатурные крылья брекетов закруглены.


Все брекеты Leone могут быть приварены к любому кольцу **CALIBRA®** или **WEB** бесплатной предварительной сваркой.



ТЕХНИКА ЛИТЬЯ МЕТАЛЛА
ПОД ДАВЛЕНИЕМ
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫСОЧАЙШУЮ
ТОЧНОСТЬ ПАЗА



ЗАКРУГЛЕННЫЕ КРАЯ
ЛИГАТУРНЫХ КРЫЛЬЕВ
ДЛЯ ЛУЧШЕГО КОМФОРТА
ПАЦИЕНТА



БЕСПЛАТНАЯ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ
СВАРКА И ПАЙКА



ЩЕЧНЫЕ ТРУБКИ MIM®

Каждая трубка MIM® может быть предварительно приварена к кольцам CALIBRA® или WEB с бесплатной услугой предварительной сварки (стр. 89) или припаяна к увеличенной сетчатой площадке MAXI F2800-00 с анатомическим контуром первого моляра (стр. 138). Услуги пайки бесплатны. По запросу также доступна версия для прямого приклеивания (стр. 135).

В упаковке 10 шт



Упаковка 100 штук по запросу

		торк		роtaц. трубки	диаметр круглой трубки	паз	трубки непрямого наклеивания			
	$\frac{6}{6}$ $\frac{6}{6}$				0°	.045" оккл.	.018"	R L	G8084-22 G8084-23	
							.022"	R L	G8024-22 G8024-23	
					0°	.051" оккл.	.018"	R L	G8085-12 G8085-13	
							.022"	R L	G8025-12 G8025-13	
	$\frac{6}{6}$				-10°	+8° .045" оккл.	.018"	R L	G8384-22 G8384-23	
							.022"	R L	G8324-22 G8324-23	
				-10°	+8° .051" оккл.	.018"	R L	G8385-12 G8385-13		
						.022"	R L	G8325-12 G8325-13		
вспомогательная трубка .018"x.025"										
	$\frac{6}{6}$ $\frac{6}{6}$				0°	.045" гинг.	.018"	R L	G8084-12 G8084-13	
							.022"	R L	G8024-12 G8024-13	
					-10°	+8° .045" гинг.	.018"	R L	G8384-12 G8384-13	
							.022"	R L	G8324-12 G8324-13	
	вспомогательная трубка .018"x.025"									
		$\frac{6}{6}$ $\frac{6}{6}$				0°		.018"	R L	G8070-16 G8070-17
								.022"	R L	G8010-16 G8010-17
		$\frac{6}{6}$				-14°	+8°	.018"	R L	G8070-02 G8070-03
.022"								R L	G8010-02 G8010-03	
$\frac{6}{6}$					-25°	+8°	.018"	R L	G8070-06 G8070-07	
							.022"	R L	G8010-06 G8010-07	
вспомогательная трубка .018"x.025"										


ЩЕЧНЫЕ ТРУБКИ MIM®

В упаковке 10 шт




Упаковка 100 штук по запросу

		торк	ротац. трубки	диаметр круглой трубки	паз трубки	трубки непрямого наклеивания
	6/6	0°	оккл.	.045"	.018"	R L G8084-32 G8084-33
					.022"	R L G8024-32 G8024-33
		0°	оккл.	.051"	.018"	R L G8085-22 G8085-23
					.022"	R L G8025-22 G8025-23
	6/6	-10°	+8°	.045"	.018"	R L G8384-32 G8384-33
					.022"	R L G8324-32 G8324-33
		-10°	+8°	.051"	.018"	R L G8385-22 G8385-23
					.022"	R L G8325-22 G8325-23
	6/6	0°	гинг.	.045"	.018"	R L G8084-02 G8084-03
					.022"	R L G8024-02 G8024-03
		0°	гинг.	.051"	.018"	R L G8085-02 G8085-03
					.022"	R L G8025-02 G8025-03
	6/6	-10°	+8°	.045"	.018"	R L G8384-02 G8384-03
					.022"	R L G8324-02 G8324-03
		-10°	+8°	.051"	.018"	R L G8385-02 G8385-03
					.022"	R L G8325-02 G8325-03
	6/6	-25°	+8°	.045"	.018"	R L G8384-06 G8384-07
					.022"	R L G8324-06 G8324-07
		-25°	+8°	.051"	.018"	R L G8385-06 G8385-07
					.022"	R L G8325-06 G8325-07

	торк	ротац. трубки	диаметр круглой трубки	паз трубки	трубки непрямого наклеивания
	7 6 6 7 7 6 6 7	  	0°	.018"	R G8081-02 L G8081-03
				.022"	R G8021-02 L G8021-03
				.018"	R G8381-02 L G8381-03
				.022"	R G8321-02 L G8321-03
	7 6 6 7	  	-10° +8°	.018"	R G8381-02 L G8381-03
				.022"	R G8321-02 L G8321-03
			-14° +8°	.022"	R G8321-12 L G8321-13
	7 6 6 7	  	-20° +8°	.022"	R G8321-16 L G8321-17
			-25° +8°	.018"	R G8381-06 L G8381-07
				.022"	R G8321-06 L G8321-07

ЛИНГВАЛЬНЫЕ ТРУБКИ MIM® С ШАРОВИДНЫМ КРЮЧКОМ



- G2846-02** Правая
- G2846-03** Левая
- G2847-02** Правая, ротация -8°
- G2847-03** Левая, ротация -8°

Изогнутые бортики адаптируются к контурам первых и вторых моляров. Для использования с проволокой: 0,036".

В упаковке 10 шт


АКТИВАТОРНАЯ ТРУБКА MIM® ДЛЯ ВНЕРОТОВОЙ ЛИЦЕВОЙ ДУГИ

Изготовлена по технологии литья металла под давлением, обеспечивает высокую степень удержания акрила. Удобный скошенный дизайн.

В упаковке 10 шт

A0761-45 Ø .045"

A0761-51 Ø .051"



КОНВЕРТИРУЕМЫЕ ЩЕЧНЫЕ ТРУБКИ MIM®

Откидная крышка, приваренная лазером, предотвращает отсоединение и легко снимается с помощью специального инструмента Leone P1090-00. Доступны все трубки, предварительно приваренные либо к кольцам CALIBRA® или WEB, либо припаянные припоем к увеличенной сетчатой площадке MAXI F2800-00 (бесплатные услуги см. стр. 89-138).

В упаковке 10 шт



Упаковка 100 штук по запросу

				торк	ротац. трубки	диаметр круглой трубки	паз трубки	трубки непрямого наклеивания		
	6/6 6/6				0°	.045" оккл.	.018"	R L G8184-22		
							.022"	R L G8184-23		
					0°	.051" оккл.	.018"	R L G8185-12		
							.022"	R L G8185-13		
	6/6				-10°	+8° оккл.	.018"	R L G8484-22		
							.022"	R L G8484-23		
					-10°	+8° оккл.	.018"	R L G8485-12		
							.022"	R L G8485-13		
вспомогательная трубка .018"х.025"										
	6/6 6/6				0°		.018"	R L G8170-16		
							.022"	R L G8170-17		
					-14°	+8°	.018"	R L G8470-02		
							.022"	R L G8470-03		
	6/6				-25°	+8°	.018"	R L G8470-06		
							.022"	R L G8470-07		
		вспомогательная трубка .018"х.025"								
			6/6 6/6				0°	.045" оккл.	.018"	R L G8184-12
.022"	R L G8184-13									
					0°	.051" оккл.	.018"	R L G8185-22		
							.022"	R L G8185-23		
6/6					-10°	+8° оккл.	.018"	R L G8484-12		
							.022"	R L G8484-13		
					-10°	+8° оккл.	.018"	R L G8485-22		
							.022"	R L G8485-23		
6/6					-14°	+10° оккл.	.022"	R L G8424-32		
							.022"	R L G8424-33		


		торк	роtaц. трубки	диаметр круглой трубки	паз трубки	трубки непрямого наклеивания
	6/6		0°	.045" гинг.	.018"	R G8184-02 L G8184-03
					.022"	R G8124-02 L G8124-03
			0°	.051" гинг.	.018"	R G8185-02 L G8185-03
					.022"	R G8125-02 L G8125-03
			-10°	+8° .045" гинг.	.018"	R G8484-02 L G8484-03
					.022"	R G8424-02 L G8424-03
	6/6		-10°	+8° .051" гинг.	.018"	R G8485-02 L G8485-03
					.022"	R G8425-02 L G8425-03
			-20°		.022"	R G8424-16 L G8424-17
					.018"	R G8484-06 L G8484-07
			-25°	+8° .045" гинг.	.022"	R G8424-06 L G8424-07
					.018"	R G8485-06 L G8485-07
	6/6		0°		.018"	R G8181-02 L G8181-03
					.022"	R G8121-02 L G8121-03
	6/6		-10°	+8°	.018"	R G8481-02 L G8481-03
					.022"	R G8421-02 L G8421-03
	6/6		-20°	+8°	.022"	R G8421-16 L G8421-17
					.018"	R G8481-06 L G8481-07
	6/6		-25°	+8°	.022"	R G8421-06 L G8421-07



P1090-00

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СНЯТИЯ КРЫШКИ У КОНВЕРТИРУЕМЫХ ТРУБОК

Он упрощает преобразование прямоугольной трубки, когда требуется бандажирование второго моляра. Поддается автоклавному. Сменные наконечники P1090-01 - 2 шт



БРЕКЕТЫ НЕПРЯМОГО НАКЛЕИВАНИЯ



БРЕКЕТЫ НЕПРЯМОГО НАКЛЕИВАНИЯ

В упаковке 10 шт



Упаковка 100 штук по запросу



ВЕРХНИЕ

			торк	анг.	мм	паз .018"	паз .022"
2 1 2							
			0°		2,5	R	G2080-14 G2020-14
			0°		3,3	R	G2080-34 G2020-34
1 1							
			0°		3,5	R	G2086-14 G2026-14
			0°		4,4	R	G2080-44 G2020-44
			+10°	+5°	3,3	R	G2421-02 G2421-03
			+22°	0°	3,3	R	G2480-04
2 2							
			0°		2,7	R	G2080-24 G2020-24
			+5°	+10°	2,7	R	G2422-02 G2422-03
			+14°	+8°	2,7	R	G2482-02 G2482-03
3 3							
			0°		2,5	R	G2080-14 G2020-14
			0°		2,7	R	G2088-04 G2028-04
			0°		3,3	R	G2088-14 G2028-14
			+7°	+5°	3,3	R	G2483-08 G2483-00
			-10°	+10°	3,3	R	G2423-02 G2423-03
			-10°	+15°	3,3	R	G2423-12 G2423-13
5 4 4 5							
			0°		2,7	R	G2088-04 G2028-04
			0°		3,3	R	G2088-34 G2028-34
			0°		2,0	R	G2089-14 G2029-14
			0°		3,3	R	G2084-01 G2024-01
			-7°	0°	3,3	R	G2489-01 G2429-11



НИЖНИЕ

			торк	анг.	мм	паз .018"	паз .022"
2 1 2							
			0°		2,0	R	G2080-04 G2020-04
			0°		2,1	R	G2080-05 G2020-05
3 3							
			0°		2,5	R	G2080-14 G2020-14
			0°		2,7	R	G2088-04 G2028-04
			0°		3,3	R	G2088-14 G2028-14
			+7°	+5°	3,3	R	G2483-00 G2483-08
			-10°	+5°	3,3	R	G2423-06 G2423-07
			-10°	+10°	3,3	R	G2423-16 G2423-17
5 4 4 5							
			0°		2,7	R	G2088-04 G2028-04
			0°		3,3	R	G2088-34 G2028-34
			-7°	0°	3,3	R	G2484-05
			-15°	0°	3,3	R	G2485-05
			0°		2,0	R	G2089-14 G2029-14
			0°		3,3	R	G2084-01 G2024-01
			-17°	0°	3,3	R	G2489-15 G2429-15
			-22°	0°	3,3	R	G2489-05 G2429-25
6 6							
			0°		3,5	R	G2086-14 G2026-14
			0°		4,4	R	G2080-44 G2020-44

рекомендуется для системы Andrews

рекомендуется для системы Ricketts


leone КОННЕКТОРЫ ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ СВАРКИ И ПРИРИВАЕМЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



КОННЕКТОРЫ ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ СВАРКИ

Коннекторы для лазерной сварки - это принадлежности, которые привариваются к язычной стороне кольца. Изготовленные по технологии **MIM**®, они имеют специальную геометрию посадки, позволяющую удерживать проволоку или плечо экспандера для лазерной сварки элементов различной толщины. Три модели позволяют изготавливать экспандеры, небные бюгели и четырехспиральную конструкцию с сохранением прочности сварных соединений.
Упаковка 10 шт

G0560-00 КОННЕКТОР ДЛЯ ЭКСПАНДЕРА



ВЫСТУПЫ КОННЕКТОРА
 ОБЕСПЕЧИВАЮТ ХОРОШЕЕ
 СОЕДИНЕНИЕ
 С КОЛЬЦОМ С ПОМОЩЬЮ
 СВАРОЧНОГО АППАРАТА



ФОРМА КОННЕКТОРА
 ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРАВИЛЬНОЕ
 БИОМЕХАНИЧЕСКОЕ
 ПОЛОЖЕНИЕ ПЛЕЧ И
 ГИГИЕНУ ЭТОЙ ОБЛАСТИ

G0565-09 КОННЕКТОР 0,9 мм ДЛЯ ПРЕМОЛЯРА



КОННЕКТОР СВАРЕННЫЙ
ЛАЗЕРОМ
 МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ И
 БЕЗУПРЕЧНОСТЬ
 ГАРАНТИРОВАНЫ

G0570-09 КОННЕКТОР 0,9 мм ДЛЯ МОЛЯРА



НА КОРПУСЕ
 КОННЕКТОРА ИМЕЕТСЯ
 ПОСАДОЧНОЕ МЕСТО ДЛЯ
 УСТАНОВКИ ПРОВОЛОКИ

КРУГЛЫЕ ТРУБКИ



	мм	упак.
.036"	6,5	G0533-36
.045"	5,5	G0532-45 10
.045"	9,5	G0535-45

КРУГЛЫЕ ДЛИННЫЕ ТРУБКИ



	упак
.036"	G0525-36 1 шт 30 см длиной
.045"	G0525-45

ТРУБКИ ДЛЯ ДВОЙНОЙ ДУГИ


В упаковке 10 шт

G0520-24

Длина 28,6 мм
 Для двойной дуги .011".
 Внешний диаметр: 0,036
 дюйма.

G0533-36

Для пайки.
 Внутренний диаметр 0,036
 дюйма.



ХИРУРГИЧЕСКИЙ КРЮЧКИ МИМ®

Для межчелюстной послеоперационной фиксации и тракций. Круглые края. Легко устанавливается инструментом P1911-00.

мм	для дуги .018"	для дуги .022"	упак.
2,0	G9620-18	G9620-22	10
2,0 откр.	G9650-18	G9650-22	



ОБЖИМНОЙ СТОПОР ДЛЯ ДУГ

Его можно установить, не снимая дугу. Поместив его в рот, зажмите его тяжелым резак или универсальными плоскогубцами. Также рекомендуется использовать с винтовыми пружинами.

В упаковке 10 шт

G9225-18

для дуг .018"x.025"

G9228-22

для дуг .022"x.028"



G2810-00


ПЕТЕЛЬКИ

В упаковке 100 шт

G9019-25 ОБЖИМНЫЙ КРЮЧОК ЗАКРЫТЫЙ

При лечении с помощью техники STEP он используется для приложения внутриротовых и внеротовых усилий к дугам размером 0,019 x 0,025 дюйма из сверхтвердой пружинной или сверхтвердой термообработанной нержавеющей стали. Обожимается большим резак или инструментом P1911-00.

В упаковке 10 шт



ЗАЖИМЫ ДЛЯ ЭЛАСТИКОВ

В упаковке 100 шт

G2893-00 Изогнутые
для задних зубов

G2890-00

Плоские для передних
зубов



G2820-00

ЛИНГВАЛЬНЫЕ КРЮЧКИ ВЫСОКОГО ПРОФИЛЯ

В упаковке 100 шт

ЛИНГВАЛЬНЫЕ КНОПКИ

В упаковке 10 шт



G2860-00

Плоская FLAT для
центрирования на
молярах



G2865-00

Изогнутая CURVED
для мезиального
размещения на
молярах



G2870-00

Глубоко-изогнутая
для премоляров



ЛИНГВАЛЬНЫЕ КРЮЧКИ НИЗКОГО ПРОФИЛЯ

В упаковке 100 шт

G2824-00

Для моляров

G2822-00

Для клыков и премоляров



G2850-00

ЛИНГВАЛЬНЫЕ ПОСАДОЧНЫЕ ВЫСТУПЫ

В упаковке 100 шт