

ОФИСНЫЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



R


Ассортимент нашей продукции LEOCRYL® Arcobaleno состоит из множества цветов, которые можно смешивать друг с другом, флуоресцентных добавок и блесток, аксессуаров и серии цветных аппликаций, которые можно установить в пластиинку, что повысит мотивацию маленьких пациентов.

- низкий уровень остаточного содержания свободного мономера для получения полимеризованных акриловых пластинок без пузырей
- легкое смешивание различный размер частиц порошка

- длительное время обработки для точной установки пластиинки во рту
- очень низкая усадка из двух компонентов для точной установки пластиинки во рту

- гарантируется чрезвычайно высокая точность и превосходное трение расширяющих винтов

- особая твердость для легкой полировки поверхности




Обычный набор

R6222-95 А - прозрачная жидкость, прозрачный порошок
R6223-95 В - розовая жидкость, прозрачный порошок

Пробный набор

R6202-93 А - прозрачная жидкость, прозрачный порошок
R6203-93 В - розовая жидкость, прозрачный порошок

**LEOCRYL® ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ
САМООТВЕРЖДАЮЩАЯСЯ АКРИЛОВАЯ
ПЛАСТМАССА**

Специально для ортодонтического использования, как для распыления, так и для техники замешивания. Особый состав жидкого мономера обеспечивает щадящую обработку, без запуска процесса отверждения (экзотермическая реакция), которая может вызвать нежелательное испарение мономера. Предлагается использование LEONE HYDROFLASK или автоклава для полимеризации при температуре 40°C и давлении 2,5 Атм в течение 20 минут.

Твердые и идеально обработанные пластины получаются так, как это невозможно при других методах.

В набор входит:

1 кг порошка, 0,5 л жидкости, распылительные колбы для порошка/жидкости, воронки, мензуры, изоляционный материал

Он включает:

60 г порошка, 45 мл жидкости


LEOCRYL® «ARCOBALENO» цветной мономер


цвет		упак.	
красный	D	R6124-00	R6134-00
пурпурный	E	R6125-00	R6135-00
оранжевый	G	R6127-00	R6137-00
флуоресцентно-желтый	H	R6128-00	250 мл R6138-00 0,5 л
зеленый	I	R6129-00	R6139-00
морская волна	L	R6130-00	R6140-00
синий	M	R6131-00	R6141-00


LEOCRYL® МОНОМЕР

цвет		упак.
прозрачный	A	R6122-00 0,5 л
		R6142-02 1 л
прозрачно-розовый	B	R6123-00 0,5 л
		R6143-02 1 л

LEOCRYL® ПОЛИМЕР
 Бесцветный.

R6032-00
 Упаковка 1кг

R6042-00
 Упаковка 10 кг.

R6000-00
LEOCRYL® "ARCOBALENO"
 РАСЦВЕТКА ЦВЕТНЫХ
 ПЛАСТМАСС

Показанные цвета являются лишь ориентировочными. Цвета могут незначительно изменяться если вы не используете порошок LEOCRYL®.

аксессуары для пластмассы



R4401-93

КОМПЛЕКТ ЦВЕТНЫХ АППЛИКАЦИЙ ДЛЯ ДЕТСКИХ ПЛАСТИНОК

Включает в себя 28 различных картинок, один позиционирующий пинцет и иллюстрированную брошюру для выбора картинки пациентом.
В наборе 280шт.



Дополнительно картинки в упаковке 10 шт.



БЛЕСТКИ

Красивые ортодонтические пластины получаются путем смешивания небольшого количества блесток с пластмассой. Блестки делают пластины видимыми на рентгеновском снимке.
Упаковка - флакон 50 г .

цвет	
серебряные	R4300-00
золотые	R4301-00
разноцветные	R4302-00
синие	R4303-00
красные	R4304-00



R4310-00 ФЛУОРЕСЦЕНТНАЯ ДОБАВКА

Флуоресцентный эффект достигается при смешивании всего 15% добавки с полимером. Наилучший результат достигается при использовании прозрачного порошка и жидкости.
Упаковка 100 г

АКСЕССУАРЫ

R4401-00 Флакон для порошка
R4402-00 Флакон для жидкости
R4403-00 Большой стакан
R4404-00 Маленький стакан

R4405-00 Воронка для жидкости
R4406-00 Воронка для порошка
R4407-00 Щетка
R4408-00 Форсунка для порошка/жидкости

R4409-00 Игла-распылитель для жидкости
R4410-00 Стрелки



R6320-00
ИЗОЛЯЦИОННАЯ
ЖИДКОСТЬ

Упаковка -1л



R4550-00
ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ПОЛИРОВКИ

Нанесите несколько капель на полировальную щетку.

Упаковка -0,5 л

R3427-00

R3428-00

R3426-00



КАРБИДНЫЕ ФРЕЗЫ ДЛЯ ПЛАСТМАССЫ

Для идеальной полировки пластин. Они не повреждают крючки или дуги. Все диаметром 2,35 мм.

Упаковка -6шт.



СВЕРХТВЕРДЫЙ ГИПС

R5005-00
Ведро весом 5 кг

 **R5025-00**
Ведро весом 5 кг

Ортодонтический гипс III типа, белоснежного цвета. Соотношение компонентов для смешивания: 26-28 мл на 100 г. Получаются прекрасно детализированные, гладкие и твердые модели (более 650 кг/см²). Легко полируется с помощью R4520-00.

Идеально подходит для изготовления учебных моделей и гипсовых слепков для коллекции.




ПОЛИРОЛЬ ДЛЯ ГИПСОВЫХ МОДЕЛЕЙ

R4520-00
Упаковка -0,5 л

 **R4530-00**
Упаковка -0,5 л

Чтобы получить хорошо изготовленную учебную модель, необходимо использовать хороший гипс, а также окончательный полироль модели. Этот модельный блеск обеспечивает полировку поверхностей с мелкими деталями и защищает их с течением времени.

биосовместимый термопластичный материал



ТЕРМОПЛАСТИЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

Диски и квадратные пластины изготовлены из ПЭТГ (полиэтилентерефталата, модифицированного гликолем), термопластичного материала, идеально подходящего для изготовления зубных элейнеров и эстетических ретейнеров после лечения. Материал соответствует стандарту ISO 10993-1, и после формования он обладает превосходной оптической прозрачностью и высокоэффективными биомеханическими свойствами.



○ ТЕРМОПЛАСТИЧНЫЕ ДИСКИ Ø 120 мм

	толщина	упаковка
R7001-05	0,5 мм	25 шт.
R7001-08	0,8 мм	25 шт.
R7001-10	1,0 мм	25 шт.
R7001-15	1,5 мм	15 шт.
R7001-20	2,0 мм	10 шт.
new R7001-905	0,5 мм	1000 шт.
new R7001-908	0,8 мм	1000 шт.
new R7001-910	1,0 мм	1000 шт.



○ ТЕРМОПЛАСТИЧНЫЕ ДИСКИ Ø 125 мм

	толщина	упаковка
R7002-05	0,5 мм	25 шт.
R7002-08	0,8 мм	25 шт.
R7002-10	1,0 мм	25 шт.
R7002-15	1,5 мм	15 шт.
R7002-20	2,0 мм	10 шт.
new R7002-908	0,8 мм	1000 шт.
new R7002-910	1,0 мм	1000 шт.



□ ТЕРМОПЛАСТИЧНЫЕ ПЛАСТИНЫ 125 x 125 мм

	толщина	упаковка
R7013-05	0,5 мм	25 шт.
R7013-08	0,8 мм	25 шт.
R7013-10	1,0 мм	25 шт.
R7013-15	1,5 мм	15 шт.
R7013-20	2,0 мм	10 шт.




биосовместимый термопластичный материал твёрдый/мягкий

new

Биосовместимый термопластичный материал твёрдый/мягкий

Круглые и квадратные пластины с одной стороны мягкие а с другой твердые. Мягкая сторона изготовлена из EVA (этиленвинилацетат), а твердая - из PETG (полиэтилентерефталат, модифицированный гликолем). Пластмасса идеально сочетается с твердой стороной материала, и подходит для изготовления шин при бруксизме, или в качестве ретенционной основы при изготовлении сложных акриловых приспособлений, таких как устройства против храпа. После термоформования материал приобретает высокую устойчивость к разрыву.



○ твёрдые/мягкие диски Ø 120 мм

	толщина	упаковка
R7101-02	2 мм	10 шт.
R7101-03	3 мм	10 шт.



○ твёрдые/мягкие диски Ø 125 мм

	толщина	упаковка
R7102-02	2 мм	10 шт.
R7102-03	3 мм	10 шт.

□ твёрдые/мягкие пластины 125x125 мм

	толщина	упаковка
R7113-02	2 мм	10 шт.
R7113-03	3 мм	10 шт.



**R3712-00****ВОСК ДЛЯ СЛЕПОЧНЫХ ЛОЖЕК**

Воск в виде палочек длиной 25 см, поперечным сечением 3х3 мм. Благодаря особой адгезии и высокой обрабатываемости, слепочные ложки удобно обрамлять, что бы они соответствовали краям функционального оттиска.
Упаковка из 110 палочек.

**R3710-00****ВОСК ДЛЯ СЛЕПОЧНЫХ ЛОЖЕК**

Очень мягкий воск в виде полосок, которыегибаются при комнатной температуре, не ломаясь. Благодаря хорошей адгезии и высокой обрабатываемости он служит для окантовки ложек для получения основы формы.
Упаковка из 24 полосок

**R3711-00****МОДЕЛИРУЮЩИЙ ВОСК**

Воск в листах. Он формуется как в холодном, так и в горячем виде, не ломаясь.
Упаковка по 500 г

**R3730-00****ПРИКУСОЧНЫЙ ВОСК**

Необходим для снятия точных окклюзионных оттисков. Специальная алюминиевая фольга толщиной 5 мм уменьшает искажения.
Упаковка из 24 штук

**R3714-00****ТЕРМОВОСК**

Высокая температура плавления: 104°C. Особенно подходит для устранения царапин. Воск предотвращает повреждение блеска пластин
Упаковка по 100 г

**R3713-00****ФИКСАЦИОННЫЙ ВОСК**

Высокая липкость. Исключительная прочность сцепления для крепления различных элементов (винтов, проволоки и т.д.) к модели.
Упаковка по 100 г в стике



воск, серебряные припои и аксессуары



R3716-00 ЗАЩИТНЫЙ ВОСК

Специально предназначен для ортодонтического применения. Натуральный состав этого воска делает его абсолютно безопасным и безвредным при проглатывании, он не вызывает никаких заболеваний.

Упаковка из 10 коробок, по 5 палочек в каждой.



R0221-00 ПРИПОЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Для использования с мостовидными протезами и коронками. Не содержит кадмия. Серебро: 49%. Диапазон плавления: 680° - 705° С.

Упаковка намотка проволоки диаметром 1 мм, 10 г.

ОРТОДОНТИЧЕСКИЕ ПРИПОИ

R0222-00

В форме проволоки диаметром 0,40 мм

R0223-00

В форме ленты, 1 x 0,5 мм

R0224-00

Стержни, диаметром 1 мм

Для всех ортодонтических работ по пайке. Не содержит кадмия. Серебро: 55%. Диапазон плавления: 630 ° - 660 ° С. **Упаковка** по 10 гр.



R0225-00 ПОРОШОК ДЛЯ ПРИПОЯ

Порошок для припоев R0220-00 и R0221-00.

Упаковка по 50 г ок.

R0226-00 FLUX ПАСТА ДЛЯ ПРИПОЯ

Паста для припоев: R0222-00, R0223-00 и R0224-00.

Упаковка по 30 г

R0227-01 ТЕРМОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПАСТА ДЛЯ ПРИПОЯ

Защищает гипс и смолу во время пайки. Отличная консистенция. Легко удаляется водой.

Упаковка 235 мл

слепочные ложки



R2300-95

КОМПЛЕКТ СЛЕПОЧНЫХ ЛОЖЕК

Слепочные ложки из полипропилена, автоклавируемые при температуре до 121°C. Анатомическая форма и ретенционные отверстия делают слепочные ложки безопасными и удобными в обращении. Доступны в 4 различных размерах, легко узнаваемых по разным цветам: розовый, желтый, зеленый и оранжевый.

В комплект входят 8 штук, как верхние, так и нижние, по 1 паре каждого размера.




R2300-01

СЛЕПОЧНЫЕ ЛОЖКИ-РОЗОВЫЕ -1 РАЗМЕР

В комплект входит
2 пары розовых слепочных ложек 1 размера- это самый маленький размер.


В упаковке 4 шт.:
2 верхних и 2 нижних



R2300-02

СЛЕПОЧНЫЕ ЛОЖКИ-ЖЕЛТЫЕ -2 РАЗМЕР


В комплект входит
2 пары желтых слепочных ложек 2 размера.
В упаковке 4 шт.:
2 верхних и 2 нижних



R2300-03

СЛЕПОЧНЫЕ ЛОЖКИ-ЗЕЛЕНЫЕ -3 РАЗМЕР

В комплект входит
2 пары зеленых слепочных ложек 3 размера
В упаковке 4 шт.:
2 верхних и 2 нижних



R2300-04

СЛЕПОЧНЫЕ ЛОЖКИ-ОРАНЖЕВЫЕ -4 РАЗМЕР

В комплект входит
2 пары оранжевых слепочных ложек 4 размера - это самый большой размер
В упаковке 4 шт.:
2 верхних и 2 нижних